

Laboratorinė įranga

Laboratorinių indų džiovyklė PE-2000 (elektrinė, antstalinė)

Laboratorinių indų džiovyklė PE-2000 skirta greitam laboratorinių indų džiovimui karšto oro srove. Ji susideda iš korpuso, oro paskirtojo ir "šakų", kuriomis pučiamas karštas oras.

Prietaiso korpuse įmontuoti ventiliatoriai ir šildytuvai. Įjungus ir ventiliatorių ir šildytuvą, pučiamas karštas oras. Vidutiniškai šlapias indas išdžiūsta per 5-10 min. Jei pageidaujate, indus džiovinti galite šaltu oru. Tuomet reikės įjungti tik ventiliatorių.

Patogus naudoti, nesunkiai prižiūrimas ir ekonomišką – šis prietaisas tikrai suras vietą Jūsų laboratorijoje.



| | |
|--|--------------|
| Oro paskirstytojų skaičius (D=12mm, ilgis 100, 120,140,160,180 mm) | 27 vnt |
| Oro filtras | yra |
| Maksimali oro šildymo temperatūra | 65±5 °C |
| Maksimalus veikimo laikas | 8 val. |
| Apsauga nuo perkaitimo ir kaitinimo elemento gedimo | yra |
| Matmenys (D x A) | 347 x 600 mm |
| Maitinimas | 220±10V/50Hz |
| Galingumas | 800 W |
| Svoris | 7,5 kg |

Užs.kodas 175100240

Kaina: 875 eur + PVM.

Laboratorinė vandens vonia DK-2000-III

Programuojamas PID valdiklis
Skaitmeninis LED ekranas
Taimeris
Apsauga nuo perkaitimo.
Medžiaga: nerūdijantis plienas



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Darbo temperatūros diapazonas | +20...+99°C |
| Temperatūros stabilumas | ±0,5°C |
| Matmenys: | |
| Išoriniai | 170 x 154 x 210 mm |
| Vidiniai | 150 x 135 x 150 mm |
| Darbo tūris | ~ 3 L |
| Maitinimas | 220±10V/50Hz |
| Galingumas | 400 W |
| Svoris | 3,3 kg |

Užs.kodas: 06-DK-2000-1

Kaina: 210 eur + PVM

Magnetinė maišyklė su LED ekranu

Darbinis paviršius D=135mm
Korpuso medžiaga ABC plastikas, geras atsparumas silpnoms rūgštims ir šarmams
Apsisūkimo greitis 100-1500
Maišymo tūris 3L
(H₂O)
Maitinimas 100-120/200-240V, 50/60Hz
Galingumas 15 W
Apsaugos klasė IP42
Matmenys 150×260×80mm
Svoris 1,8 kg



Užs.kodas: 06-MS-PA

Kaina: 145 eur + PVM

Mažetinė maišyklė su kaitinimu ir LED ekranu

| | |
|----------------------------------|--|
| Darbinis paviršius | D=135mm (padengtas porcelianu) |
| Korpuso medžiaga | ABC plastikas, geras atsparumas silpnoms rūgštims ir šarmams |
| Apsisūkimo greitis | 100-1500 |
| Maišymo tūris (H ₂ O) | 3L |
| Kaitinimo T | 280 °C |
| Maitinimas | 100-120/200-240V, 50/60Hz |
| Galingumas | 15 W |
| Apsaugos klasė | IP42 |
| Matmenys | 150×260×80mm |
| Svoris | 1,8 kg |



Užs.kodas: 06-MS-P280PRO
Kaina: 190 eur + PVM

Džiovinimo spintos
Universalios džiovinimo spintos Memmert (Vokietija) su temperatūros nustatymu iki +300°C.

- Pagerintas temperatūros izoliavimas: išorinių spintos dalių temperatūra neviršija +45°C kai vidinė kameros temperatūra ties +300°C;
- Temperatūros nustatymas nuo +5°C nuo aplinkos temperatūros iki 300°C.
- Tikslus ir vienalytis šildymo procesas;
- 8 skirtingų tūrių modeliai: nuo 32 iki 749 L;
- Darbinės temperatūros intervalas iki +300 °C, ribinės temperatūros taikymas nesumažina spintos tarnavimo laiko;
- Natūrali arba priverstinė oro cirkuliacija.



| Modelis | UN 55 | UN 110 | UF 55 | UF 110 |
|-----------------------------|---|-------------|------------------------------|-------------|
| Tūris, L | 53 | 108 | 53 | 108 |
| Darbo T, °C | 20°C...300°C | | | |
| T tikslumas, °C | ± 0,1 °C (iki 99,9 °C) / ± 0,5 °C (nuo 99,9 °C) | | | |
| Oro cirkuliacija | natūrali oro cirkuliacija | | priverstinė oro cirkuliacija | |
| Taimeris | nuo 1 min iki 99 dienų | | | |
| Vidiniai matmenys P/A/G, mm | 400/400/330 | 560/480/400 | 400/400/330 | 560/480/400 |
| Išoriniai matmenys P/A/G,mm | 585/787/514 | 745/867/584 | 585/787/514 | 745/867/584 |
| Lentynų sk./viso | 1/4 | 2/5 | 1/4 | 2/5 |
| Spintos svoris, kg | 55 | 72 | 55 | 72 |
| El. sanaudos, kW | 2 | 2,8 | 2 | 2,8 |
| Maitinimas | 230V/50Hz | | | |
| Kaina, Eur be PVM* | 1095,00 | 1475,00 | 1300,00 | 1760,00 |

* – kaina su pristatimu Lietuvoje

Universalios džiovinimo spintos SNOL su temperatūros nustatymu iki +300°C.

| Modelis | 60/300LSN11 | 120/300LSN11 |
|-----------------------------|---|--------------|
| Tūris, L | 60 | 120 |
| Darbo T, °C | +10°C nuo aplinkos temperatūros iki 300°C | |
| T tikslumas, °C | ± 2,0 °C | |
| Kontroleris | Omron E5CC-T | |
| Oro cirkuliacija | priverstinė oro cirkuliacija | |
| Taimeris | Pagal užsakymą | |
| Vidiniai matmenys P/A/G, mm | 380/420/380 | 550/580/400 |
| Išoriniai matmenys P/A/G,mm | 600/720/760 | 750/880/780 |
| Lentynų sk. (std./maks.) | 3/7 | 3/7 |
| Spintos svoris, kg | 50 | 70 |
| El. sanaudos, kW | 2 | 2,2 |
| Maitinimas | 230V/50Hz | |
| Kaina, Eur be PVM* | 1210,00 | 14450,00 |

* – kaina su pristatimu Lietuvoje



Taimeris Compact

| | |
|------------|--|
| Aprašymas | Elektroninis taimeris (laikmatis) Tiesioginis ir atgalinis skaičiavimas Laiko nustatymas iki 23 val. 59min, 59 sec. Laikrodžio funkciją (iki 12 val.), garsinis signalas. Gali būti pastatomas arba tvirtinimas magnetu, esančiu nugarinėje prietaiso dalyje. |
| Maitinimas | 1,5 V |
| Matmenys | 64 x 60 x 16 mm |
| Svoris | 40 g |



Užs.kodas: 9262071. Kaina: 25 eur + PVM

Laikrodis – taimeris elektroninis su atmintimi

| | |
|------------|---|
| Aprašymas | Elektroninis taimeris (laikmatis) Tiesioginis ir atgalinis skaičiavimas Laiko nustatymas iki 23 val. 59min, 59 sec. Garsinis signalas. Gali būti pastatomas arba tvirtinimas magnetu, esančiu nugarinėje prietaiso dalyje. |
| Maitinimas | 1,5 V |
| Matmenys | 68 x 53 x 20 mm |
| Svoris | 45 g |



Užs.kodas: 9235145. Kaina: 15,99 eur + PVM.

Skaitmeninis Max- Min termometras su 2 jutikliais

| | |
|-----------------|--|
| Aprašymas | Skaitmeninis termometras 13050, skirtas vienu metu stebėti šaldiklius ir šaldytuvus. Su 2 temperatūros jutikliais, įmontuotu 5 ml plastikiniu buteliu, užpildytu etilenglikolio / vandens. Su datos / laiko atminties Kabelio ilgis 3m |
| T matavimo riba | -50 °C...+70 °C /0,1°C/ ±1°C |
| Maitinimas | 2 x 1,5 V (AAA) |
| Matmenys | 135 x 45 x 23 mm |
| Svoris | 40 g |
| Užs.kodas: | 6273031. Kaina: 60 eur + PVM |

Kišėninis skaitmeninis termometras Pocket-Digitemp.

| | |
|------------------|--|
| T matavimo riba: | -40...+200°C/0.1°C |
| Tikslumas: | ± 0.8°C (nuo 0°C iki 100°C) / ±1.5°C > 100°C |
| Zondo ilgis: | 75 x 3.5mm |
| Matmenys: | 150 x 20 x 16mm |
| Svoris: | 40 g |

Užs.kodas: 9851028. Kaina: 20,80 eur + PVM

Laboratorinis termometras 0...+50°C/0.1 °C.
Ilgis 420mm.Užs.kodas: 9236787
Kaina: 45,30 eur + PVM

Skysčio dozavimo įranga

Pritraukėjas elektroninis Profiller 447 pipetėms nuo 0,1 iki 100ml.
NiMH akumuliatorius

Užs.kodas: 4665542
Kaina: 250 eur + PVM



Butelinis dozatorius

Dozatoriaus stūmoklis pagamintas iš borosilikatinio stiklo. Reagentai kontaktuoja tik su komponentais, pagamintais iš teflono (PTFE). Komplekte yra adapteriai dozatoriaus tvirtinimui prie dažniausiai naudojamų butelių sriegių (GL32, GL36, GL40, GL45). Autoklavuojamas esant 121 °C temperatūrai.

Dozavimo tūris 5,00 – 60,00 ml
Padalos vertė 1,0 ml

Kiti modeliai pagal užsakymą.



Užs.kodas: 14-970050-05. Kaina: 226,00 eur + PVM

Automatinės pipetės.

Automatinė pipetė yra prietaisas, skirtas paimti mažus skysčio tūrius. Laboratorijose dažniausiai naudojamos automatinės pipetės, kuriomis galima paimti nuo mikrolitro dalių iki kelių mililitrų skysčio. Dėl reguliuojamo antgalio numetklio mygtuko, pipetė pritaikoma tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams.

- visiškai autoklavuojamos (121 C).
- lengvai kalibruojamos ir prižiūrimos.
- filtrai (yra tik didesnė kaip 10 µl tūrio pipetėse) apsaugo pipetę nuo užteršimo ir yra lengvai išimami paspaudus klavišą.
- CE IVD 98/79 EC sertifikuota.
- Kiekviena pipetė yra atskirai kalibruojama ir pridamas kokybės sertifikatas.

Mechaninės automatinės fiksuoto tūrio pipetės

labopette® fiksuoto tūrio vienkanalės pipetės

| Užs.kodas | V, µL | Tikslumas AV (≤ ± %) | Variacijos koeficientas CV(≤ %) | Antgaliai, µL | Antgalio spalva | Kaina Eur, be PVM |
|-----------|-------|----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 9475501 | 5 | 2,5 | 1,5 | 0,2-10 1-200 | skaidrus geltona | 125,00 |
| 9475502 | 10 | 1,2 | 0,8 | 0,2-10 1-200 | skaidrus geltona | 125,00 |
| 9475503 | 20 | 1 | 0,5 | 1-200 | geltona | 125,00 |
| 9475504 | 25 | 1 | 0,5 | 1-200 | geltona | 125,00 |
| 9475505 | 50 | 1 | 0,4 | 1-200 | geltona | 125,00 |
| 9475506 | 100 | 0,8 | 0,3 | 1-200 | geltona | 125,00 |
| 9475507 | 200 | 0,8 | 0,3 | 1-200 | geltona | 125,00 |
| 9475508 | 250 | 0,8 | 0,3 | 10-1000 | mėlyna | 125,00 |
| 9475509 | 500 | 0,8 | 0,3 | 10-1000 | mėlyna | 125,00 |
| 9475510 | 1000 | 0,8 | 0,3 | 10-1000 | mėlyna | 125,00 |
| 9475511 | 2000 | 0,8 | 0,3 | 100-5000 | skaidrus | 125,00 |
| 9475512 | 5000 | 0,8 | 0,3 | 100-5000 | skaidrus | 125,00 |
| 9475513 | 10000 | 0,6 | 0,3 | 1000-10000 | skaidrus | 125,00 |



Mechaninės automatinės kintamo tūrio pipetės
labopette® kintamo tūrio vienkanalės pipetės

| Užs.kodas | V, μ L | Padalos vertė, μ L | Tikslumas AV($\leq \pm$ %) | Variacijos koeficientas CV (\leq %) | Antgaliai, μ L | Antgalio spalva | Kaina Eur, be PVM |
|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| 9475400 | 0,1-3 | 0,0002 | 4 | 2 | 0,2-10 | skaidrus | 198,00 |
| 9475401 | 0,5-10 | 0,01 | 1,2 | 0,8 | 0,2-10 1-200 | skaidrus geltona | 198,00 |
| 9475406 | 2-20 | 0,02 | 1 | 0,5 | 1-200 | geltona | 198,00 |
| 9475407 | 10-100 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 1-200 | geltona | 198,00 |
| 9475408 | 20-200 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 1-200 | geltona | 198,00 |
| 9475409 | 100-1000 | 1 | 0,8 | 0,3 | 10-1000 | geltona | 198,00 |
| 9475405 | 500-5000 | 10 | 0,8 | 0,3 | 100-5000 | skaidrus | 198,00 |
| 9475404 | 1000-10000 | 20 | 0,6 | 0,3 | 1000-10000 | skaidrus | 198,00 |


VITLAB® kintamo tūrio vienkanalės pipetės

| Užs.kodas | V, μ L | Padalos vertė, μ L | Tikslumas AV($\leq \pm$ %) | Variacijos koeficientas CV(\leq %) | Antgaliai, μ L | Antgalio spalva | Kaina Eur, be PVM |
|-----------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1641000 | 0.5-10 | 0,01 | 1.0 | 0,5 | 0,5-20 | skaidrus | 171,20 |
| 1641002 | 2-20 | 0,02 | 0.8 | 0,4 | 2-200 | skaidrus / geltona | 153,60 |
| 1641004 | 10-100 | 0,1 | 0.6 | 0,2 | 2-200/5-300 | skaidrus | 153,60 |
| 1641006 | 20-200 | 0,2 | 0.6 | 0,2 | 2-200/5-300 | skaidrus | 153,60 |
| 1641008 | 100-1000 | 1 | 0.6 | 0,2 | 50-1000 | skaidrus / mėlyna | 153,60 |
| 1641010 | 500-5000 | 5 | 0.6 | 0,2 | 0,5-5000 | skaidrus | 171,20 |
| 1641012 | 1000-10000 | 10 | 0.6 | 0,2 | 1000-10000 | skaidrus | 171,20 |


Mechaninės automatinės daugiakanalės pipetės
labopette® Mechaninės automatinės daugiakanalės pipetės

| Užs.kodas | Kanalai | V, μ L | Padalos vertė, μ L | Tikslumas AV($\leq \pm$ %) | Variacijos koeficientas CV(\leq %) | Antgaliai, μ L | Kaina Eur, be PVM |
|-----------|---------|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 9475601 | 8 | 0,5-10 | 0,01 | 2,4 | 1,6 | 0,2-10 | 565,00 |
| 9475602 | 8 | 10-100 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 1-250 | 565,00 |
| 9475604 | 8 | 30-300 | 0,2 | 1,63 | 0,6 | 5-300 | 565,00 |
| 9475701 | 12 | 0,5-10 | 0,01 | 2,4 | 1,6 | 0,2-10 | 654,00 |
| 9475702 | 12 | 10-100 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 1-250 | 654,00 |
| 9475704 | 12 | 30-300 | 0,2 | 1,63 | 0,6 | 5-300 | 654,00 |



Hirschmann Laborgeräte antgaliai skirti **labopette®** atitinka griežčiausius kokybės ir tikslumo reikalavimus.

- Antgaliai su filtrais aprūpina papildoma apsauga dirbant su radioaktyviomis ir kenksmingomis medžiagomis.
- Visi antgaliai su filtrais yra sterilūs.
- **labopette®** antgaliai, kurie naudojami su **labopette®** mikropipetėmis yra sertifikuoti.



| Užs.kodas | Tūris, µl | Spalva | Pakuotė | Kaina Eur, be PVM/pakuotė |
|----------------------|------------|---------|--------------|---------------------------|
| 9490101 | 0,2-10 | Skaidri | 1000 vnt. | 22,50 |
| 9490102 | 1-200 | Geltona | 1000 vnt. | 10,30 |
| 9490103 | 100-1000 | Mėlyna | 1000 vnt. | 11,60 |
| 9490104 | 1000-10000 | Skaidri | 100 vnt. | 38,60 |
| 9490106 ^M | 1-250 | Skaidri | 1000 vnt. | 15,60 |
| 9490108 ^M | 5-300 | Skaidri | 1000 vnt. | 14,80 |
| 9490124 | 1000-5000 | Skaidri | 300 vnt. | 38,60 |
| 9490201 | 0,2-10 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 58,30 |
| 9490202 | 1-200 | Geltona | 10 x 96 vnt. | 42,90 |
| 9490203 | 100-1000 | Mėlyna | 2 x 60 vnt. | 6,50 |
| 9490205 | 50-1200 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 98,00 |
| 9490206 ^M | 1-250 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 42,90 |
| 9490208 ^M | 5-300 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 32,50 |
| 9490301* | 0,5-10 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 135,0 |
| 9490302* | 1-20 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 127,90 |
| 9490304* | 1-200 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 130,50 |
| 9490307* | 1-100 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 130,50 |
| 9490308* | 1000 | Skaidri | 10 x 96 vnt. | 151,90 |

^M - **labopette®** Mechaninės automatinės daugiakanalės pipetės

* - Sterilūs, su filtru

VITLAB antgaliai



Free of DNA, RNase, endotoxins, ATP

| Užs.kodas | Tūris, µl | Spalva | Pakuotė | Kaina, Eur be PVM/pakuotė |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------------------------|
| 148894 | 0,5-20 | Skaidri | 1000 vnt. | 22,00 |
| 149794 | 0,5-20 | Skaidri | 5 x 96 vnt. | 31,35 |
| 148994 | 2 - 200 | Skaidri | 1000 vnt. | 15,00 |
| 149994 | 2 - 200 | Geltona | 5 x 96 vnt. | 29,90 |
| 149094 | 5-300 | Skaidri | 1000 vnt. | 16,90 |
| 150094 | 5-300 | Skaidri | 5 x 96 vnt. | 29,90 |
| 149194 | 50 - 1000 | Skaidri | 2 x 500 vnt. | 16,00 |
| 150194 | 50 - 1000 | Skaidri | 5 x 96 vnt. | 31,00 |
| 146294 | 500-5000 | Mėlyna | 200 vnt. | 13,50 |
| 150294 | 500-5000 | Skaidri | 28 vnt. | 25,50 |
| 146494 | 1000 - 10000 | Skaidri | 2 x 100 vnt. | 23,50 |
| 150394 | 1000 - 10000 | Skaidri | 1 x 18 vnt. | 32,60 |

Pastaba:

0,5 – 20 µl - gradacija 2,10 µl

2 -200 µl - gradacija 20,100 µl

5 – 300 µl - gradacija 50,100,300 µl

50 -1000 µl - gradacija 250,500, 1000 µl

Stovai pipetėms.

| Užs.kodas | Pavadinimas | Kaina EUR, be PVM |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|
| 9470004 | Stovas pipetėms Hirschmann (6 vietų) | 113,60 |
| 9470006 | Stovas pipetėms Hirschmann (6 vietų) | 62,00 |



| Užs.kodas | Pavadinimas | Kaina EUR, be PVM |
|-----------|------------------------------------|----------------------|
| 1672002 | Stovas pipetėms VITLAB (6 vietų.) | 43,65 |



Elektroniniai skysčių dozavimo prietaisai

Gamintojo Hirschmann siūlomi darbai su skysčiais opus® dozatorius ir opus® titratorius pasižymi šiomis puikiomis savybėmis, kurios smarkiai palengvina laboratorijos darbą:

- **nesudėtingas** – dozavimas tiesiogiai iš laboratorijos butelio;
- **besikeičiantis** – pakopų funkcija: kelių tūrių dozavimas (galimi skirtingi tūriai) iš vieno cilindro užpildymo;
- **greitas kalibravimas** – individualus, paprastas ir laiką taupantis kalibravimas;
- **ekonomiškas** – patogi medžiagų recirkuliacijos sistema;
- **interaktyvus** - USB ir RS232 sąsajos prijungimui prie kompiuterio;
- **patikimas** - saugus stūmoklio sandariklis su PTFE junginio sandarinimo sistema;
- **lankstus** – leidžia integruoti ir automatizuoti procesus;
- **ilgai tarnaujantis** – maitinimas iš tinklo, taip pat ir nuo baterijų;
- **saugus** – PIN funkcija: gaminio funkcijų įvairovės pritaikymas vartotojams su skirtinga autorizacija.

Hirschmann opus® dozatorius

Dozatorius su reagentų recirkuliacijos sistema, leidžiančia dozuoti tiesiogiai iš reagento butelio.

- Elektroninė tūrių kontrolė bei dozavimas
- Individualūs lašeliai nuo 10 µl
- TFT ekranas su vartotojui draugišku meniu
- Devynių skirtingų dozavimo procedūrų su visų nustatymų išsaugijimu atmintis
- PIN funkcija
- Serijinis dozavimas iki 9999 kartų
- Laisvas sukimas
- USB ir RS232 sąsajos prijungimui prie kompiuterio
- Langas, apsaugantis vožtuvą nuo šviesos spindulių



| Užsakymo Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 9581010 | opus dozatorius 10 ml, 100-240 V | 1497,00 |
| 9581020 | opus dozatorius 20 ml, 100-240 V | 1497,00 |
| 9581050 | opus dozatorius 50 ml, 100-240 V | 1497,00 |

Hirschmann opus® titratorius

Elektroninė titravimo kontrolė leidžia pasiekti atkartojamų rezultatų ir tikslios dinamikos kiekvieną kartą. Laiką taupantis greitas titravimas padidina tikslumą ir efektyvumą.

- Titravimo paleidimas varikliu leidžia pasiekti lašelių susmulkinimo nuo 10 µl tikslumą
- PIN funkcija
- Medžiagų recirkuliacijos sistema paprastai ir greitai ventilacijai be reagentų praradimo
- Laisvas sukimas
- TFT ekranas su vartotojui draugišku meniu
- Devynių skirtingų titravimo procedūrų su visų nustatymų išsaugijimu atmintis
- USB ir RS232 sąsajos prijungimui prie kompiuterio
- Integracija ir automatizuotos procedūros



| Užsakymo Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 9582010 | opus titratorius 10 ml, 100-240 V | 1217,00 |
| 9582020 | opus titratorius 20 ml, 100-240 V | 1217,00 |
| 9582050 | opus titratorius 50 ml, 100-240 V | 1217,00 |

Galima metrologinė patikra (į kainą neįeina).

Svėrimas

Analitinės svarstyklės ABJ

- ES metrologinė patikra
- **Garantija: 36 mėn.**

| Modelis | ABJ 80-4NM | ABJ 120-4NM | ABJ 220-4NM | ABJ 320-4NM |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Svėrimo riba, g | 82 | 120 | 220 | 320 |
| Mažiausias svoris, g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Padalos vertė (d), mg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Atsikartojamumas, mg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Linijškumas, mg | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Kalibravimas | Automatinis vidinis kalibravimas | | | |
| Platformos D, mm | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maitinimas | 100 – 240 V/ 50 Hz | | | |
| Kaina, Eur be PVM* | 940,00 | 960,00 | 1006,00 | 1108,00 |

* – kaina su patikra ir su pristatimu Lietuvoje



Darbo priedai

Laiveliai svėrimui rombo formos

Lengvos lėkštelės naudojamos įvairių medžiagų svėrimui, antistatinė danga.
Medžiaga: PS - polistirenas.

| Užs.kodas | Aprašymas | Kaina Eur/pak., be PVM |
|-----------|--|------------------------|
| 9900801 | Laiveliai svėrimui 5ml, rombo formos, 55x35x6mm, juodos spalvos (pak-1000vnt). | 78,30 |
| 9900788 | Laiveliai svėrimui 5ml, rombo formos, 55x35x6mm, baltos spalvos (pak-1000vnt) | 62,90 |
| 9950194 | Laiveliai svėrimui 30ml, rombo formos, 85x64x14mm, baltos spalvos (pak-500vnt) | 27,30 |
| 9950196 | Laiveliai svėrimui 30ml, rombo formos, 85x64x14mm, juodos spalvos (pak-500vnt) | 39,00 |
| 9950195 | Laiveliai svėrimui 100ml, rombo formos, 125x100x9mm, baltos spalvos (pak-250vnt) | 34,90 |
| 9950197 | Laiveliai svėrimui 100ml, rombo formos, 125x100x9mm, juodos spalvos (pak-250vnt) | 47,60 |



Laiveliai svėrimui kvadrato formos.

Lengvos lėkštelės naudojamos įvairių medžiagų svėrimui, antistatinė danga.
Medžiaga: PS - polistirenas.

| Užs.kodas | Aprašymas | Kaina Eur/pak., be PVM |
|-----------|---|------------------------|
| 9900785 | Laiveliai svėrimui 7ml, kvadrato formos, 44x44x8mm, juodos spalvos (pak-1000vnt) | 68,80 |
| 9900789 | Laiveliai svėrimui 7ml, kvadrato formos, 44x44x8mm, baltos spalvos (pak-1000vnt) | 68,80 |
| 9900786 | Laiveliai svėrimui 100ml, kvadrato formos, 80x80x24mm, baltos spalvos (pak-1000vnt) | 126,50 |
| 9900791 | Laiveliai svėrimui 100ml, kvadrato formos, 80x80x24mm, juodos spalvos (pak-1000vnt) | 139,20 |
| 9900796 | Laiveliai svėrimui 250ml, kvadrato formos, 140x140x22mm, baltos spalvos (pak-1000vnt) | 254,20 |
| 9900800 | Laiveliai svėrimui 250ml, kvadrato formos, 140x140x22mm, juodos spalvos (pak-1000vnt) | 268,20 |



Svėrimo samtelis-piltuvėlis iš stiklo.

Svėrimo samtelis-piltuvėlis, stiklas Boro 3.3

| Užs.kodas | V, ml | L, mm | Piltuvo D, mm | Kotelio D,mm | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| P657.1 | 7 | 63 | 35 | 11 | 3 | 12,00 |
| P658.1 | 10 | 88 | 48 | 17 | 3 | 14,20 |
| P659.1 | 25 | 117 | 63 | 20 | 3 | 16,30 |



Svėrimo samtelis-piltuvėlis, stiklas Boro 3.3

| Užs.kodas | L, mm | Piltuvo D, mm | Kotelio D,mm | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1922.1 | 55 | 20 | 8 | 1 | 17,80 |



Drėgmės analizatoriai.

Drėgmės analizatoriai skirti drėgnumo analizei vykdyti ir taikomi mokslo, medicinos ir pramonės srityse.



DAB 100-3

DBS 60-3

MLS 50-3D

| | | | |
|----------------------|--|---|---------------|
| Kaitinimo elementas | Halogeno kvarcinė lempa 400W | | IR lempa 400W |
| Kaitinimo T, °C | 40-199 | 50-200 | 160 |
| Mėginio svoris, g | 110 | 60 | 50 |
| Padalos vertė | 0,001g/0,01% | | |
| Atsikartojamumas | 0.02% (mėginio svoris 10g) | 0.02% (mėginio svoris 10g)/0.15% (mėginio svoris 2g) | |
| Džiovinimo programos | standartinis džiovinimas, švelnus džiovinimas, greitas džiovinimas | | |
| Matavimo vienetai | Drėgmė 0-100% Sausas likutis 100 – 0% Drėgmė g | Drėgmė 0-100% Sausas likutis 100 – 0% Drėgmė g ATRO 0-999% | |
| Vidinė atmintis | 15 | 10 | 100 |
| Matmenys, mm | 240x365x180 | 204x336x167 | 206x333x192 |
| Svoris, kg | 4,82 | 4,6 | 4,9 |
| Maitinimas | 230 V/50Hz | | |
| Garantija | 36 mėn. | | |
| Kaina, Eur be PVM* | 950,00 | 1050,00 | 1171,00 |

* – kaina su patikra ir su pristatimu Lietuvoje

Darbo priedai:

| Užs.Nr. | Kat.Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|----------|---------|--|-------------------|
| RH-02 | 403009 | Stiklo pluošto filtras (mėginiams gali taškutis ar pasidengia plėvele), 100vnt./pak. | 48,00 |
| MLB-A01A | 9947310 | Lėkštelės iš aliuminio, 90mm, 80vnt./pak. | 70,00 |



| Užs.Nr. | Kat.Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|---------|---------|---|-------------------|
| DAB-A01 | DAB-A01 | Temperatūros kalibravimo komplektas (DAB 100-3) | 110,00 |
| DBS-A01 | DBS-A01 | Temperatūros kalibravimo komplektas (DBS 60-3) | 370,00 |
| MLB-A12 | MLB-A12 | Temperatūros kalibravimo komplektas (MLS 50-3D) | 545,00 |



Antivibraciniai stalai.

Antivibracinis stalas (metalinis).

Ant stalo yra vibroizoliacinė plokštė, kuri papildomai apsaugo svėrimo prietaisus nuo vibracijos ir smūgių.

| Modelis | 118 | 119 |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Išmatavimai, mm | 800x600x900 | 1200x600x800 |
| Darbo plokštės išmatavimai, mm | 440x440 | 440x440 |
| Maksimalus statinis apkrovimas, kPa | 7 | 7 |
| Spintelė | - | yra |
| Kaina, Eur be PVM | 590,00 | 650,00 |



Antivibraciniai stalai gali būti projektuojami ir komplektuojami pagal kiekvieno kliento poreikius ir norus.

Antivibracinis stalas SW tipo.

Antivibracinis stalas pilnai pagamintas iš dirbtinio kvarco-granito akmens. Tvirti metaliniai elementai, jungiantis stalo kojas, papildomai sutvirtina stalo konstrukciją. Ištinis ir tolygus darbinis stalviršius tvirtinamas su antivibraciniais elementais, kurie leidžia naudoti svarstykles arba kitus prietaisus, kurių tikslumas tiesiogiai priklauso nuo vibracijos poveikio lygio.

| Modelis | SW 900 | SW 1200 |
|----------------------------|-------------|--------------|
| Stalo matmenys, PxGxA, mm | 900x600x750 | 1200x600x750 |
| Plokštės matmenys, PxG, mm | 900x600 | 1200x600 |
| Stalo svoris, kg | 128 | 146 |
| Plokštės svoris, kg | 54 | 72 |
| Kaina, Eur be PVM | 785,00 | 855,00 |



Vandens analizės prietaisai

Nešiojamas pH/Laidumo matuoklis Mi805

Matuoklis, skirtas pH, laidumo, TDS bei temperatūros matavimams atlikti lauko sąlygomis



| | |
|---|---|
| pH matavimo intervalas | 0.00 iki 14.00 pH |
| Laidumo matavimo intervalas | 0- 3999 μ S/cm |
| TDS matavimo intervalas | 0 -1999 ppm (mg/l) |
| Temperatūros intervalas | 0.0- 60.0°C |
| pH skiriamoji geba | 0.01 pH |
| Laidumo skiriamoji geba | 1 μ S/cm |
| T skiriamoji geba | 0.1°C |
| pH tikslumas | \pm 0.01pH |
| Laidumo/TDS tikslumas | \pm 2% |
| Temperatūros tikslumas | \pm 0.5°C |
| ATC intervalas (automatinė temperatūros kompensacija) | 0 iki 60°C |
| Kalibracijos taškai | Automatinė kalibracija, 2 taškų |
| Laidumo kalibracija | Automatinė kalibracija |
| Laidumo/TDS santykis | Nuo 0.45 iki 1.00 |
| Elektrodas | kombinuotas elektrodas MA851D/1 (pH/EC/TDS/T), kabelis 1m |
| Maitinimo šaltynis | 1 x 9V |
| Matmenys, (A x P x G) | 200 x 85 x 50 mm |
| Svoris | 260 g |

Komplektas : matuoklis, kombinuotas elektrodas, pH kalibravimo tirpalai (2x20ml pH4.01 ir pH 7.01), laidumo kalibravimo tirpalas (2x20 mL 1413 μ S/cm), elektrodo valymo tirpalas (2x20ml),lagaminas.

Pristatymo laikas : iki 3 sav.

Garantija: 12 mėn.

Kaina: 495,00 Eur + PVM.

Nešiojamas pH/ORP/EC/Res/TDS/Sal/T matuoklis LAQUAact PC110-K.

Matuoklis, skirtas pH, OPR, laidumo, TDS bei temperatūros matavimams atlikti lauko sąlygomis



| | |
|---|---|
| pH matavimo intervalas | -2 .00 iki 16.00 pH |
| Laidumo matavimo intervalas | 0,00 μ S/cm – 200.00 mS/cm |
| TDS matavimo intervalas | 0,00 mg/l -100 g/l |
| Temperatūros intervalas | -30.0- 130.0°C |
| pH skiriamoji geba | 0.01 pH |
| Laidumo skiriamoji geba | 1 μ S/cm |
| T skiriamoji geba | 0.1°C |
| pH tikslumas | \pm 0.01pH |
| Laidumo/TDS tikslumas | \pm 0,6% (iki 18.00 mS/cm) |
| Temperatūros tikslumas | \pm 0.4°C |
| ATC intervalas (automatinė temperatūros kompensacija) | 0 iki 60°C |
| Kalibracijos taškai | Automatinė kalibracija, 2 taškų |
| Laidumo kalibracija | Automatinė kalibracija |
| Laidumo/TDS santykis | Nuo 0.40 iki 1.00 |
| Elektrodai | kombinuotas pH elektrodas 9651-10D (pH/ORP/T), kabelis 1m Laidumo elektrodas 9382-10D, kabelis 1m. |
| Maitinimo šaltynis | 2 x AAA |
| Matmenys, (A x P x G) | 170 x 80 x 42 mm |
| Svoris | 285 g |

Komplektas : matuoklis PC110 pH/ORP/EC/TDS/RES/SAL, lagaminas, kombinuotas pH elektrodas 9651-10D (pH/OPR/T), laidumo elektrodas 9382-10D, kalibravimo tirpalai pH 4.01, pH7.01, 1413 uS/cm, 12.88 mS/cm (60ml)
 Pristatymo laikas : iki 4 sav.
 Garantija: 12 mėn.
 Kaina: 1000,00 Eur + PVM.

Laboratoriniai pH-metrai

Techniniai duomenys

| Modelis | | Mi150 pH/T | Mi151 pH/OPR/T |
|----------------------------|----|--|--|
| Diapazonas | pH | -2.00 iki 16.00 | -2.00 iki 16.00 |
| | mV | - | ±699.9 arba ±2000.0 |
| | °C | -20.0 iki 120.0 | -20.0 iki 120.0 |
| Skyra | pH | 0.01 | 0.01 |
| | mV | - | 0.1/1 |
| | °C | 0.1 | 0.1 |
| Tikslumas (@20 °C) | pH | ±0.01 | ±0.01 |
| | mV | - | ±0.2/±1 |
| | °C | ±0.4 | ±0.4 |
| Kalibracijos kontrolė | | buferinių tirpalų būseną kalibracijos metu | buferinių tirpalų būseną kalibracijos metu |
| pH kalibravimas | | Automatinis (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) | Automatinis (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| Temperatūros kompensavimas | | Automatinė ar rankinė, -20.0 iki 120 °C | Automatinė ar rankinė, -20.0 iki 120 °C |
| pH elektrodas | | MA917B/1 | MA917B/1 |
| Temperatūrinis zondas | | MA831R | MA831R |
| Maitinimas | | 12 VDC adapteris | 12 VDC adapteris |
| Veikimo aplinka | | 0 iki 50 °C | 0 iki 50 °C |
| Matmenys | | 230 x 160 x 95 mm | 230 x 160 x 95 mm |
| Svoris | | 0.9 kg | 0,9 kg |
| Garantija | | 12 mėn. | 12 mėn. |
| Kaina, Eur be PVM | | 475,00 | 495,00 |



Komplektavimas:

Mi150 pH/T - prietaisas, pH elektrodas (stiklas), temperatūros zondas, elektrodo laikiklis, 12 VDC adapteris, kalibravimo tirpalai (pH 4.01, 7.01, 10.01), elektrodo valymo tirpalas, instrukcija.

Mi151 pH/OPR/T - prietaisas, pH elektrodas (stiklas), OPR elektrodas, temperatūros zondas, elektrodo laikiklis, 12 VDC adapteris, kalibravimo tirpalai (pH 4.01, 7.01, 10.01), elektrodo valymo tirpalas, instrukcija.
 Pristatymo laikas : 3 sav.

Buferiniai tirpalai

| Užs.Nr. | Tūris | Kaina eur be PVM |
|--|-------|---------------------|
| <i>Buferiniai tirpalai pagal ISO 17034, ISO/IEC 17025 (SPM - sertifikuota pamatinė medžiaga)</i> | | |

| | | | |
|--|----------|-------|-------|
| Buferinis tirpalas pH 4,002 (20°C), spalvotas | PH004.L5 | 500ml | 20,00 |
| Buferinis tirpalas pH 7,000 (20°C), spalvotas | PH007.L5 | 500ml | 20,00 |
| Buferinis tirpalas pH 10,000 (20°C), spalvotas | PH010.L5 | 500ml | 20,00 |



Buferiniai tirpalai pagal NIST

| | | | |
|--|------------|-------|-------|
| Buferinis tirpalas pH 4,01 ± 0,01 (25°C), spalvotas | 1300045600 | 250ml | 10,50 |
| Buferinis tirpalas pH 7,00 ± 0,01 (25°C), spalvotas | 1300045607 | 250ml | 10,50 |
| Buferinis tirpalas pH 10,01 ± 0,01 (25°C), spalvotas | 1300045604 | 250ml | 10,50 |



| | Užs.Nr. | Tūris | Kaina eur be PVM |
|--|-----------|-------|---------------------|
| Buferinis tirpalas pH 4,00 ± 0,02 (20°C) | J/2820/08 | 500ml | |
| Buferinis tirpalas pH 4,00 ± 0,02 (20°C) | J/2820/15 | 1L | |
| Buferinis tirpalas pH 7,00 ± 0,02 (20°C) | J/2850/08 | 500ml | |
| Buferinis tirpalas pH 7,00 ± 0,02 (20°C) | J/2850/15 | 1L | |
| Buferinis tirpalas pH 9,2 ± 0,02 (20°C) | J/2870/08 | 500ml | |
| Buferinis tirpalas pH 9,2 ± 0,02 (20°C) | J/2870/15 | 1L | |
| Buferinis tirpalas pH 10 ± 0,02 (20°C) | J/2880/08 | 500ml | |
| Buferinis tirpalas pH 10 ± 0,02 (20°C) | J/2880/15 | 1L | |



Visą buferinių tirpalų sąrašą (Acros Organic, Fisher BioReagents, Fisher Chemical) galima pamatyti [čia](#).

Universalus vandens kokybės matuoklis U-50 tipo (portatyvus multiparametrinis vandens analizatorius)

Prietaisą sudaro:

daviklis vienu metu renkantis duomenis apie vandens temperatūrą, elektros laidį, pH, ORP, ištirpusį deguonį, drumstumą ir daviklio nuleidimo gylį, kabelis tarp daviklio ir prietaiso (monitoriaus), USB jungtis ir programinė įranga duomenims perkelti ir apdoroti kompiuteriu

| Komponentas/parametras | Aprašymas / reikšmė |
|----------------------------------|---|
| Daviklio charakteristikos | |
| Ilgis x diametras : | 35 x 10 cm |
| Svoris: | 2 kg |
| Kabelio ilgis | 10 m (20m, 30m) |
| Kabelio atsparumas vandeniui | JIS saugos lygis 8 |
| Matuojami parametrai: | |
| pH | Stiklo pH elektrodas |
| ORP | Platinos elektrodas |
| Laidumas | 4 AC elektrodai |
| Bendro ištirpusių druskų kiekis | Konversijos faktoriaus įvedimas |
| Druskingumas | Laidžio konversija |
| Jūros vandens tankis | Laidžio konversija, rodo $\sigma_t, \sigma_0, \sigma_{15}$ |
| Ištirpusio deguonies | Poliarografinis |
| Vandens temperatūros | Termistorinis metodas |
| Drumstumas | Volframo lempos šviesos išsklaidymas 90° |
| Vandens gylis | kampu Slėgio metodas |
| Matavimo ribos: | |
| pH | 0 – 14 |
| ORP | -2000 mV... +2000 mV |
| Laidumas | 0 S/m...10 S/m (100mS/m) |
| Bendro ištirpusių druskų kiekis | 0 ... 100g/l |
| Druskingumas | 0 ... 70 PPT |
| Jūros vandens tankis | 0 to 50 t |
| Ištirpusio deguonies | 0 mg/L...50.0 mg/L |
| Vandens temperatūros | -10°C ... +55°C |
| Drumstumas | 0 NTU – 800 NTU |
| Vandens gylis | nuo 0 iki 30m |
| Skiriamoji geba: | |
| pH | 0,01pH |
| ORP | 1 mV |
| Laidumas | 0,000 mS/cm...0,999 mS/cm/ 0,001mS/m 1,00 mS/cm ... 9,99 mS/cm/0,01mS/cm 10,0 mS/cm – 99,9 mS/cm/ 0,1mScm |
| Bendro ištirpusių druskų kiekis | 0,1% Pilnos skalės |
| Druskingumas | 0,1 PPT |
| Jūros vandens tankis | 0,1 σ_t |
| Ištirpusio deguonies | 0,01 mg/L |
| Vandens temperatūros | 0,01 °C |
| Drumstumas | 0,1 NTU |
| Vandens gylis | 0,5 m |



| | |
|---------------------------------|---|
| Tikslumas: | |
| pH | ±0.1 pH |
| OPR | ±15 mV |
| Laidumas | ±1% Pilnos skalės |
| Bendro ištirpusių druskų kiekis | ± 5g/l |
| Druskingumas | ± 3 PPT |
| Jūros vandens tankis | ± 2σ |
| Ištirpusio deguonies | ± 0,1 mg/l |
| Vandens temperatūros | ± 0,1°C |
| Drumstumas | ±3% (parodymų) arba ±0,1 NTU, |
| Vandens gylis | ± 0,3 m |
| Ekranas | LCD su apšvietimu |
| Atmintis | 10 000 duomenų |
| Sąsajos su kitais prietaisais | USB jungtis |
| Prietaiso atsparumas vandeniui | JIS saugos lygis 7 |
| Integruota atmintis | saugo ne mažiau 100 kadrų duomenų (viename kadre galima laikyti visų parametru vertes); |
| Maitinimas | užtikrinamas ne mažiau 50 valandų matavimo. |
| Darbo aplinkos temperatūra | -10...+ 50 °C |



Visą aprašymą ir konfigūracijos pavyzdžius galite rasti [čia](#).

BDS termostatai "Medilow" S, M, L ir LG

- Temperatūros kitimas nuo +2 °C iki 40 °C, stabilumas ±0,5 °C.
- Oro vėdinimo sistema.
- Išorė padengta epoksidu.
- Elektroninis termoregulatorius su skaitmeniniu ekranu.
- Temperatūros zondas Pt 100.
- Durys gali būti atidaromos iš kairės arba iš dešinės pusės.
- Vibracijos išvengiama dėl sandaraus kompresoriaus.

Pritaikymas:

- Bandinių konservavimas, inkubavimas, kosmetika, botanika, maistas; fermentacijos aktyvumas iki 25 °C .



| Pavadinimas | Kodas | Talpa litrais | Stiklinės durys | Aukštis/Plotis/Gylis (vidaus) cm | Aukštis/Plotis/Gylis (išorės) cm | Lentynų skaičius | Galia W | Svoris Kg |
|---------------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|---------|-----------|
| Medilow – S | 2101270 | 180 | - | 73/51/43 | 95/60/60 | 3 | 340 | 40 |
| Medilow – M | 2101271 | 260 | - | 104/51/43 | 130/60/60 | 4 | 490 | 53 |
| Medilow – L | 2101272 | 500 | - | 134/64/51 | 160/76/71 | 5 | 580 | 90 |
| Medilow – LG* | 2101273* | 500 | Taip | 134/64/51 | 160/76/71 | 5 | 580 | 108 |

Mėginių ėmiklis skysčiams MiniSampler PE

Komplektas:

buteliai 100ml x 7 vnt, rankinis siurblys, siurbimo žarna (6 x 8mm, 10m), žarnos pjaustytuvas, skęstantysis, 20 lipdukų, lagaminas.

Svoris: 1,56 kg

Užs.kodas: 9303970

Kaina: 170 eur + PVM.



Vakuuminis filtravimas
Filtravimo aparatas.


| Užs.kodas | V, ml | Rinkinį sudaro | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| 257105451 | 1000 | 1. Filtravimo piltuvėlis su skale 250 ml 2. Kolba 1000 ml šlifas 45/40 3. Stiklinis diskas su sieteliu - pagrindas filtrui, skersmuo 48 mm. 4. Stiklinis filtras –pagrindas filtrui, skersmuo 50 mm. 5. Aliumininis spaustuvas | 1 | 305,70 |


Filtravimo mikropiltuvas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | Poringumas | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 7190310 | 2 | 10 | 3 | 5 | 22,30 |


Filtravimo komplektas daugiavietis, iš nerūdijančio plieno

Ant laikančio stovo antgalių tam tikroje padėtyje specialiu sriegiu pritvirtinti piltuvai

| Katalogo Nr. | Aprašymas |
|--------------|---|
| 06*167103-24 | Trijų vietų kolektorius su piltuvais po 100 ml iš nerūdijančio plieno |
| 06*167103-27 | Šešių vietų kolektorius su piltuvais po 100 ml iš nerūdijančio plieno |
| 06*167103-23 | Trijų vietų kolektorius iš nerūdijančio plieno |



Darbo priedai trijų vietų kolektoriui, katalogo Nr. 06*167103-23 :

Piltuvai iš nerūdijančio plieno SUS 316

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 06*167103-61 | 100 | |
| 06*167103-63 | 300 | 47 mm / 50 mm |
| 06*167103-65 | 500 | |
| 06*167103-11 | Dangtelis 100ml piltuvui | |
| 06*167103-13 | Dangtelis 300ml piltuvui | |
| 06*167103-15 | Dangtelis 500ml piltuvui | |



Filtravimo komplektas daugiavietis, skirtas piltuvams su kamščiu

| Katalogo Nr. | Aprašymas |
|--------------|--|
| 06*167110-23 | Trijų vietų kolektorius iš nerūdijančio plieno |

06*167110-26 Šešių vietų kolektorius iš nerūdijančio plieno



Darbo priedai kolektoriui katalogo Nr. 06*167110-23, 06*167110-26

Piltuvai iš chemiškai ypatingai atsparaus nerūdijančio plieno SUS 316 su kamščiu

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|---------------|
| 06*167103-10 | 100 | |
| 06*167103-30 | 300 | 47 mm / 50 mm |
| 06*167103-50 | 500 | |



Piltuvai PPSU su kamščiu

Pagamintas iš polifenilsulfono. Piltuvai įtvirtinami magnetiniu sujungimu, greitai ir stabiliai sumontuojami be valymo. Autoklavuojamas 121 - 123°C temperatūroje, 1 baro slėgyje 15 - 20 minučių.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|----------|
| 06*167100-15 | 150 | |
| 06*167100-18 | 300 | 47 mm |
| 06*167130-50 | 500 | |



Piltuvai LF3 300 ml su kamščiu ir su dangteliu iš PP.

Pagamintas iš plastiko (sintetinės medžiagos) PES – kas garantuoja atsparumą smūgiams.

Sugraduotas kas 50 ml. Uždengiamas dangteliu su 3 įvadais ir silikoniniais kamščiais. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 180 °C. Efektyvus filtravimo paviršius 12,5 cm². Komplekte: Filtras švirkštinis 25 mm, 0,2 µm.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|---------------|
| 06*197000-01 | 300 | 47 mm / 50 mm |



Piltuvai LF5 500 ml su kamščiu.

Pagamintas iš plastiko (sintetinės medžiagos) PES – kas garantuoja atsparumą smūgiams. Sugraduotas kas 50 ml. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 180 °C.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|---------------|
| 06*197000-03 | 500 | 47 mm / 50 mm |



Piltuvai LF3a 300 ml prisukamas su dangteliu iš PP.

Pagamintas iš plastiko (sintetinės medžiagos) PES – kas garantuoja atsparumą smūgiams.

Sugraduotas kas 50 ml. Dangtelis su 3 įvadais ir silikoniniais kamščiais. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 180 °C. Užpatentuotas skląstis lengvinantis greitai ir stabiliai sujungti piltuvą su adapteriu su sriegiu GL45. Komplekte: filtras švirkštinis: 25 mm, 0,2 µm. Galima panaudoti su buteliukais su sriegiu kakle GL45.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|---------------|
| 06*197000-02 | 300 | 47 mm / 50 mm |



Piltuvus LF5a 500 ml prisukamas.

Pagamintas iš plastiko (sintetinės medžiagos) PES – kas garantuoja atsparumą smūgiams. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 180 °C. Užpatentuotas skląstis lengvinantis greitai ir stabiliai sujungti piltuvą su adapteriu su sriegiu GL45. Galimas panaudojimas su buteliukais su sriegiu kakle GL45.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml | Ø filtro |
|--------------|-----------|---------------|
| 06*197000-04 | 500 | 47 mm / 50 mm |



Filtravimo butelis iš PES (polietersulfonas)

Butelis kartu su dangteliu pagaminti iš plastiko (sintetinės medžiagos) PES – kas garantuoja didelį atsparumą smūgiams ir aukštai temperatūrai, iki 180 °C. Sugraduotas kas 100 ml. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 180 °C. Yra apsauga nuo persipylimo ir skysčio patekimo į vakuuminį siurbį. Atsukus gaubtuvėlį, galima pritaikyti filtravimo piltuvus su kamščiais.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml |
|--------------|-----------|
| 06*197000-11 | 1200 |



Filtravimo butelis iš PC (polikarbonatas)

Butelis kartu su dangteliu pagaminti iš plastiko (sintetinės medžiagos) PC. Sugraduotas kas 100 ml. Leidžiama sterilizacija ir autoklavavimas iki 130 °C. Yra apsauga nuo persipylimo ir skysčio patekimo į vakuuminį siurbį.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml |
|--------------|-----------|
| 06-167200-31 | 1000 |
| 06-167200-32 | 2000 |
| 06-167200-33 | 3000 |



Vakuuminis filtravimo komplektas iš PSF (polisulfonas)

Membraniniams filtrams 47 mm. Dangtelyje įrengti du antvamzdžiai, kuriuos galima prijungti prie vakuomo. Sugraduotas piltuvus ir filtrate talpa. Hermetiškas dangtelis leidžia išlaikyti sterilų filtratą. Galima autoklavuoti.

| Katalogo Nr. | Piltuvo tūris, ml | Filtrato talpos tūris, ml |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 06-50010 | 250 | 250 |
| 06-50020 | 500 | 500 |
| 06-50030 | 500 | 1000 |



Filtravimo piltuvus iš PSF (polisulfonas)

Autoklavuojamas, daugkartiniam naudojimui. Skirtas buteliui su 45 mm vidine anga. Specialiai pagamintas iš membranos, užtikrinančios greitą pratekėjimą.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml |
|--------------|-----------|
| 06-50060 | 250 |
| 06-50061 | 500 |



Vakuuminis filtravimo komplektas LF30

Unikali kompaktiška vakuuminė filtravimo sistema. Komplektą sudaro PES butelis filtratui, PES filtravimo piltuvus LF3 su dangteliu. Filtro diametras: 47 mm / 50 mm. Efektyvus filtravimo paviršius: 12,5 cm².

| Katalogo Nr. | Tūris, ml |
|--------------|------------------------------|
| 06*197010-30 | Butelis 1200 Piltuvus 300 |



Vakuuminis filtravimo komplektas LF32, LF33

Unikali kompaktiška vakuuminė filtravimo sistema. Piltuvus pagamintas pilnai iš plieno SUS316, kas duoda didelį cheminį atsparumą taip pat lengvai sterilizuojamas liepsna arba garu. Butelis filtratui pagamintas iš plastiko PES – kas garantuoja didelį atsparumą smūgiams ir aukštai temperatūrai iki 180 °C. Filtrų diametras: 47 mm / 50 mm. Efektyvus filtravimo paviršius: 9,6 cm². Komplekte kamštis silikoninis.

| Katalogo Nr. | Tūris, ml |
|------------------------------|--|
| 06*197010-32 | Vakuuminis filtravimo komplektas - LF32 Butelis 1200 Piltuvus 100 |
| Katalogo Nr. 06*197010-33 | Vakuuminis filtravimo komplektas - LF33 Tūris, ml Butelis 1200 Piltuvus 300 |



Vakuuminis filtravimo komplektas LAFIL400

Unikali kompaktiška vakuuminė filtravimo sistema su butelio laikiliu ir vakuuminiu siurbliu. Naudojamas: filtravimui mikrobiologijoje, vakuuminiam taip pat dispersinių medžiagų tyrimui. Maksimalus vakuumas: 720 mm Hg., (129 mbar) maksimalus srauto intensyvumas 34 l/min. Piltuvus LF3 300 ml. Filtras švirkštinis: 25 mm, 0,2 μ - piltuvo ventiliavimui.

| Katalogo numeris | Tūris, ml |
|------------------|------------------------------|
| 06*197040-22 | Butelis 1200 Piltuvus 300 |



Vakuuminis siurblys Rocker 300

Stūmoklinis vakuuminis siurblys, be alyvos, nereikalaujantis specialios (ypatingos) priežiūros.

Naudojimas: mikrobiologinių mėginių filtravimui, oro mėginių paėmimui, dispersinių tirpalų tyrimui, vakuuminiams filtravimui.

Ypatybės: Neteršia aplinkos ir nereikalauja leidimo-derinimo darbų. Siurblio stūmoklis, nereikalaujantis tepimo, reguliaraus alyvos keitimo, todėl neteršiama aplinka naftos produktais. Tyliai dirba, maža vibracija. Įrengta apsauga nuo perkaitimo, kuri automatiškai išjungia perkaitusį siurblių ir vėl įjungia temperatūrai sumažėjus. Oro paėmimo vietoje įrengtas filtras dukių ir drėgmės surinkimui.

| Katalogo Nr. | Parametras | Reikšmė |
|--|------------------------------|----------------------|
| TUD167167-22 Komplektas: vakuuminis siurblys, apsauginis filtras, manometras | Našumas | 18 l/min |
| | Maksimalus vakuumas | 670 mm Hg = 120 mbar |
| | Maksimalus slėgis | 25 PSI |
| | Variškio apsisukimai | 1450 aps/min |
| | Triukšmo lygis | 50 dB |
| | Įtampa | 220 - 240 V / 50 Hz |
| | Maksimalus galingumas | 60 W |
| | Maksimalus stiprumas (srovė) | 0,32A |
| | Maks. galia | 1/8 km |
| | Pajungimo skerspjuvis | 5/16" (8 mm) |
| Neto svoris | 5,2 kg | |
| Bruto svoris | 6,2 kg | |



Prekės iš plastiko.
Buteliai reagentams
Butelis, platus kaklas, PE-LD

| Užs. Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 139493 | 100 | 32 | 94 | 48 | 1,30 |


Butelis, platus kaklas, PE-LD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 93389 | 50 | 32 | 87 | 39 | 1,45 |


Butelis, platus kaklas, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 02-5331P00250 | 250 | 40 | 123 | 31 | 1,60 |
| 101689 | 250 | 45 | 132 | 73 | 2,60 |
| 94194 | 1000 | 63 | 226 | 91 | 5,00 |


Butelis, platus kaklas, kvadrato formos, PE-HD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | P x G, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-----------|-------------------|
| 92489 | 100 | 32 | 78 | 46 x 46 | 1,10 |
| 92689 | 250 | 50 | 83 | 80 x 80 | 2,00 |
| 92789 | 500 | 65 | 120 | 90 x 90 | 2,90 |


Butelis, platus kaklas, rudas, PE-HD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 5581340 | 500 | 53 | 180 | 75 | 4,00 |


Butelis, siaurus kaklas, permatomas, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 94994 | 250 | 25 | 135 | 65 | 2,60 |
| 95094 | 500 | 25 | 180 | 74 | 3,05 |


Butelis, siaurus kaklas, PE-LD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 94589 | 50 | 18 | 73 | 37 | 1,00 |
| 94989 | 250 | 25 | 135 | 65 | 1,85 |



Bakelis graduotas PE-HD su rankena

| Užs.Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|---------|---------------------------------------|----------------------|
| 9011009 | Bakelis 5L graduotas PE-HD su rankena | 24,89 |


Mėginių saugojimo indai
Mėginių saugojimo indai, permatomas, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| 130294 | 30 | 40 | 54 | 38 | 4,10 |
| 130394 | 60 | 40 | 90 | 38 | 5,30 |
| 130494 | 90 | 56 | 62 | 54 | 6,00 |


Mėginių saugojimo indai, PE-HD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, mm | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------|----------------------|
| 80910 | 5 | 23 | 36 | 21 | 2,90 |
| 80911 | 10 | 23 | 58 | 21 | 3,50 |


Menzūra-ąsotis
Menzūra-ąsotis, permatoma, reljefinė skalė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| 441941 | 500 | 10 | 140 | 92 | 2,90 |


Menzūra-ąsotis, permatoma, juoda atspausdinta skalė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| 480941 | 250 | 5 | 115 | 75 | 2,90 |
| 483941 | 2000 | 20 | 212 | 148 | 6,10 |


Menzūra-ąsotis, permatoma, mėlyna reljefinė skalė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| 442081 | 1000 | 20 | 181 | 117 | 5,00 |
| 444081 | 3000 | 50 | 242 | 172 | 11,00 |
| 445081 | 5000 | 100 | 270 | 204 | 13,00 |


Stiklinės
Stiklinė žema, mėlyna skalė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| 607081 | 50 | 10 | 60 | 40 | 1,00 |
| 610081 | 250 | 50 | 94 | 68 | 2,00 |
| 611081 | 400 | 50 | 109 | 77 | 3,00 |
| 617081 | 5000 | 500 | 248 | 185 | 11,00 |



Stiklinė žema, raudona skalė, PMP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 60703 | 50 | 10 | 60 | 40 | 2,00 |
| 60903 | 150 | 20 | 80 | 56 | 3,00 |


Plovimo buteliai
Plovimo butelis, siauras kaklas, su užrašu ir VENT-CAP kamščiu

| Užs.Nr. | Užrašas | VENT - CAP spalva | V, ml | Sriegis, GL | A*, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|------------|-------------------|-------|-------------|--------|-------|-------------------|
| 1331869 | Ethanol | oranžinis | 250 | 25 | 135 | 65 | 5,00 |
| 1331849 | 2-Propanol | geltonas | 250 | 25 | 135 | 65 | 5,00 |



*- Aukštis be išpylimo vamzdelio

Plovimo butelis, platus kaklas, su užrašu ir VENT-CAP kamščiu

| Užs.Nr. | Užrašas | VENT-CAP spalva | V, ml | Sriegis, GL | A*, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|----------|-----------------|-------|-------------|--------|-------|-------------------|
| 1352899 | Heptanas | raudonas | 500 | 45 | 166 | 76 | 5,00 |



*- Aukštis be išpylimo vamzdelio

Plovimo butelis PE-LD/PP

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A*, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------------|
| 94688 | 100 | 18 | 95 | 43 | 2,00 |
| 95088 | 500 | 25 | 180 | 74 | 4,50 |


Plovimo butelis FEP, tipas 2403, Thermo Scientific

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A*, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|--------|-------|-------------------|
| 9223232 | 250 | 24 | 135 | 65 | 75,00 |


Plovimo butelis su integruotu išpylimo vamzdeliu, PE-LD

| Užs.Nr. | V, ml | Sriegis, GL | A, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------|-------|-------------------|
| 81633 | 250 | 32 | 143 | 3,95 |



| | | |
|---------|--|------|
| 9223238 | Butelis plovimo 500ml LDPE su išoriniu vamzdeliu | 6,40 |
|---------|--|------|



Kolbos

Kolba Erlenmejero, mėlynas gradavimas, užsukoma kamštis, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Padalos vertė, ml | Sriegis, GL | NS | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|-------------------|-------------|-------|-------------------|
| 667941 | 100 | 20 | 40 | 34/35 | 4,00 |


Kolba matavimo, A klasė, PMP

| Užs.Nr. | V, ml | Paklaida, ± ml | A, mm | NS | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|----------------|-------|-------|-------------------|
| 67104 | 25 | 0,04 | 115 | 10/19 | 5,50 |
| 67304 | 100 | 0,10 | 180 | 14/23 | 11,00 |
| 67504 | 500 | 0,25 | 270 | 19/26 | 14,00 |


Kolba matavimo, B klasė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Paklaida, ± ml | A, mm | Sriegis, GL | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|----------------|-------|-------------|-------------------|
| 673891 | 100 | 0,20 | 180 | 18 | 7,00 |


Kolba matavimo, B klasė, PP

| Užs.Nr. | V, ml | Paklaida, ± ml | A, mm | NS | Kaina, Eur be PVM |
|---------|-------|----------------|-------|-------|-------------------|
| 677941 | 10 | 0,08 | 90 | 10/19 | 5,00 |
| 675941 | 500 | 0,50 | 270 | 19/26 | 8,50 |


Sujungimo adapteriai žarnelėms
Sujungimo adapteris skirtingo skersmens žarnelėms, PP

| Užs.Nr. | Žarnos vidinis D, mm | Adapterio vidinis D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 80878 | 4-8/12-16 | 1,6/7,6 | 1,45 |
| 80879 | 8-12/12-16 | 4,6/7,5 | 1,75 |


Sujungimo adapteris Y formos vienodo skersmens žarnelėms, PP

| Užs.Nr. | Žarnos vidinis D, mm | Adapterio vidinis D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 80467 | 8 – 9 | 5,5 | 0,90 |


Sujungimo adapteris vienodo skersmens žarnelėms, PP

| Užs.Nr. | Žarnos vidinis D, mm | Adapterio vidinis D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|---------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 80510 | 3 – 5 | 2,0 | 0,90 |
| 80512 | 7 – 10 | 4,5 | 1,00 |



Žarnos
Žarnelė silikoninė


| Užs.Nr. | Žarnos D, mm | Kaina, Eur/m be PVM |
|-----------|--------------|---------------------|
| 273460021 | 4/8/2mm | 3,00 |
| 273460032 | 8/12/2mm | 5,00 |


Žarnelė guminė


| Užs.Nr. | Žarnos D, mm | Kaina, Eur/m be PVM |
|--------------|--------------|---------------------|
| 332200304810 | 10/8/1mm | 2,00 |
| 01-3011014 | 10/14/2mm | 4,00 |


Petri lėkštelės
Petri lėkštelė, PS

| Užs. Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur/pak., be PVM |
|-------------|--|-------------------------|
| BPB143I11PG | Skaidri, nedaloma. Matmenys 140 x 20 mm (11 vnt/pak.) | 5,50 |
| BP553115PG | Skaidri, nedaloma. Matmenys 55 x 14 mm (15 vnt/pak.) | 2,30 |


Petri lėkštelė, PS (20 vnt./pak.)

| Užs. Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur/pak., be PVM |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| 331550000030 | Nesterili, 60x15 mm | 4,00 |


Maišyklės magnetukai
Maišyklės magnetukai, ovalo formos,PTFE

| Užs. Nr. | D, mm | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-----------|-------------------|
| 311597 | 16 | 35 | 13,00 |


Maišyklės magnetukai, cilindro formos,daugiakampės, PTFE

| Užs. Nr. | D, mm | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-----------|-------------------|
| 301997 | 6 | 25 | 2,40 |
| 301897 | 7 | 20 | 2,80 |
| 302597 | 10 | 80 | 7,50 |


Maišyklės magnetukai, trikampio formos,PTFE

| Užs. Nr. | D, mm | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-----------|-------------------|
| 310497 | 12 | 50 | 6,00 |



Matavimo cilindrai
Matavimo cilindras, PP, B klasė, aukštas, mėlyna skalė

| Užs. Nr. | V, ml | Paklaida , ± ml | Padalos vertė, ml | A, mm | D, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|--------------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|
| 649081 | 100 | 1,00 | 1,00 | 250 | 33 | 5,50 |


Pipetės
Pastero pipetė, PE-LD


| Užs. Nr. | Paveiksl o Nr. | Padala , ml | Įtraukimo Talpa, max ml | D, mm | Ilgis, m m | Lašų sk./ ml | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------|------------------|--------------------|----------------------|
| 149093 | 3 | 3/0,5 | 3,5 | 3,2 | 152 | 21-28 | 0,10 |


Moro pipetė, PP

| Užs. Nr. | Tūris, ml | Padala, ml | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 164494 | 25 | 0,05 | 450 | 8,00 |


Pipetė graduota,sterili, PS

| Užs. Nr. | Tūris, ml | Padala, ml | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-----------|------------|-----------|----------------------|
| 160210 | 2 | 0,01 | 272 | 1,00 |
| 162510 | 25 | 0,20 | 345 | 1,80 |


Piltuvėliai
Piltuvus birioms medžiagoms, PP

| Užs. Nr. | D, mm | Ilgis, mm | Kojitės D, mm | Kojitės ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-----------|------------------|-------------------------|----------------------|
| 70894 | 80 | 75 | 21 | 25 | 1,90 |
| 70994 | 100 | 94 | 22 | 20 | 2,30 |
| 71094 | 120 | 110 | 26 | 20 | 2,70 |
| 71194 | 150 | 138 | 28 | 22 | 3,30 |


Piltuvėlis milteliams, PP

| Užs. Nr. | V, ml | D, mm | Ilgis, mm | Kojitės D, mm | Kojitės ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-------|-------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 41294 | 32 | 50 | 85 | 7 | 43 | 0,60 |
| 41594 | 342 | 120 | 180 | 11 | 90 | 2,00 |
| 41694 | 817 | 150 | 220 | 15 | 95 | 2,30 |



Stovai
Stovas mėgintuvėliams, PP


| Užs. Nr. | Mėgintuvėlių D, mm | Išdėstymas | Matmenys, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|--------------------|------------|---------------|-------------------|
| 919321 | Iki 21 | 2 X 6 | 190 x 60 x 80 | 10,50 |


Stovas mėgintuvėliams, PP, spalvotas

| Užs. Nr. | Mėgintuvėlių D, mm | Išdėstymas | Aukštis, mm | Spalva | Kaina, Eur be PVM |
|----------|--------------------|------------|-------------|---------|-------------------|
| 3194943 | Iki 25 | 8 X 8 | 88 | Raudona | 10,00 |
| 02-77904 | Iki 25 | 3 X 7 | 88 | Balta | 8,00 |



| Užs.Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|---------|---|-------------------|
| 9194517 | Stovas mėgintuvėliams D iki 30mm, 3 x 8 vietų | 19,89 |
| 9412025 | Stovas mėgintuvėliams D iki 12mm, 2x12 vietų | 39,89 |


Stovas spirito areometrams

| Užs. Nr. | Areometrų sk. | Matmenys, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 11088 | 18 | 210 X 110 X 240 | 35,00 |


Padėklai
Padėklas dežutė, PVC

| Užs. Nr. | Matmenys, mm | Skyrių sk. | Kaina, Eur be PVM |
|----------|----------------|------------|-------------------|
| 80953 | 410 X 300 X 65 | 12 | 30,00 |


Padėklas pipetėms, PVC

| Užs. Nr. | Skyrių sk. | Matmenys, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|------------|----------------|-------------------|
| 80252 | 4 | 420 x 300 x 30 | 16,00 |



Kitos prekės.
Džiovinimo lenta

| Užs. Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|----------|----------------------------|-------------------|
| 9003375 | Džiovinimo lenta 500x500mm | 142,30 |


Dozatorius pipetems

| Užs.Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|---------|----------------------------------|-------------------|
| 104199 | Universalus, pipetems iki 100 ml | 5,70 |


Mentelė, PA

| Užs. Nr. | Ilgis, mm | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-----------|-------------------|
| 80596 | 210 | 2,00 |


Pieštukai stiklui

| Užs. Nr. | Spalva | Kaina, Eur be PVM |
|----------|----------|-------------------|
| RSR-50 | Raudonas | 0,30 |


Kiuvetė PS

| Užs. Nr. | Tūris, ml | Spalva | Pakuotė | Kaina, Eur/pak., be PVM |
|----------|-----------|---------|---------|-------------------------|
| 146190 | 2,5-4,5 | Skaidri | 100vnt | 7,00 |


Kamštis celiuliozinis

| Užs. Nr. | D, mm | Spalva | Pakuotė | Kaina, Eur be PVM |
|----------|-----------|--------|---------|-------------------|
| 9231665 | 11,5-13,5 | Baltas | vnt. | 0,08 |
| 9231675 | 29,5-31,0 | Baltas | vnt. | 0,25 |
| 9231682 | 40,0-43,5 | Baltas | vnt. | 0,40 |


Mėgintuvėliai
Mėgintuvėliai centrifuginiai, užsukami, kūgio formos, PP

| Užs. Nr. | Tūris, ml | Spalva | Pakuotė | Kaina, Eur/pak., be PVM |
|----------|-----------|---------|---------|-------------------------|
| 100CTP | 12 | Skaidri | 50 vnt | 6,00 |
| 15PSR | 15 | Skaidri | 50 vnt | 9,00 |





Mėgintuvėliai Eppendorfo, PP.

| Užs. Nr. | Tūris, ml | Spalva | Pakuotė | Kaina, Eur/pak., be PVM |
|----------|-----------|---------|---------|----------------------------|
| 02-63103 | 2 | Skaidri | 500 vnt | 7,00 |


Laboratoriniai reikmenys iš metalo

| Užs. Nr. | Aprašymas | Kaina, Eur be PVM |
|----------|---|----------------------|
| 9150620 | Laboratorinis šaukštelis metalinis, L-170mm, šaukštelis 40x10mm. | 1,58 |
| 9224425 | Gnybtai, su kamštikine danga, apimtis 15-25mm. | 13,60 |
| 6303795 | Stovas biuretei 300mm, lankstus, 0-40mm, su laikikliu | 30,60 |
| 9310160 | Žnyplės tigliams L-600mm 18/8 | 14,24 |
| 6070079 | Tiglis 50ml iš nikelio d-45mm, h-45mm | 46,33 |
| 4008471 | Pincetai metaliniai L-105mm. | 3,14 |
| 9303920 | Mėginių ėmiklis (iki 11cm gylio) „QualiRod“ kūginis | 49,99 |
| 9150012 | Šaukštas metalinis dvipusis 120mm | 5,38 |
| 9050610 | Šaukštas deginimo metalinis d-16mm, l-450mm | 4,37 |
| 6240487 | Mėgintuvėlių laikiklis 250 mm su medine rankėna, for tubes-Ø 10-25 mm | 7,79 |



9102204 Krepšelis buteliams 6 vietų x 2L, 130x110mm 76,00



Kiti laboratoriniai reikmenys

| Užs. Nr. | | Kaina, Eur/vnt(pak. , be PVM |
|----------|---|------------------------------------|
| 9190985 | Kiuvečių praplovimo skystis Hellmanex III , pak./1,3kg(1L) | 59,99 |
| 5488304 | Maišeliai autoklavavimui 300x500mm, PP, 9L (įpak. 500vnt.) | 90,64 |
| 9404179 | Maišeliai užspaudžiami 80x120mm su vieta užrašymui 100vnt/įpak. | 4,99 |
| 9303913 | Etiketės 95x95mm mėlynos spalvos 500vnt/įpak. | 57,00 |
| 9040353 | Lipni juosta etikėtėms, plotis 25,4mm, ilgis 54,6 m, klavuojamos | 23,99 |
| 6254523 | Stikliniai rutuliukai diametras-7mm 1kg | 17,99 |
| 9140784 | Lipni juosta 19 mm x 50 m su 1 klasės vandens garų indikatoriumi (pagal DIN EN ISO 11140-1). | 5,35 |
| 9403021 | Servetėlės optinio stiklo valymui ,KIMTECH , 220x115mm, įpak. 280vnt. | 6,99 |



Kamštis užsukamas


| Užs.kodas | D, mm | H, mm | Sriegis | T max | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 292402807 | 54 | 25 | GL45 | 180°C | 2 | 5,15 |


Kamštis užsukamas su skyle.


| Užs.kodas | D, mm | H, mm | Sriegis | T max | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1088655 | 54 | 28 | GL45 | 140 ° C | 2 | 5,15 |


Stikliukas dengiamasis 20x20 mm (įpak. 200 vnt.). Gamintojas Hirschmann.



| Užs.kodas | Kiekis sandėlyje įpak. | Kaina EUR/įpak. be PVM |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 8000103 | 5 | 4,20 |


Kapiliariniai vamzdeliai (įpak. 250 vnt.)


| Užs.kodas | D, mm | Ilgis, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 9201015 | 1 mm | 150 mm | 2 | 18,50 |


Tarpinė guminė Guko.


| Užs.kodas | D1, ml | D2, mm | H,mm | Sienuų storis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|--------|--------|------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 292021709 | 29 | 16 | 23 | 3,5 | 2 | 2,50 |
| 292022302 | 36 | 22 | 25 | 3,5 | 14 | 3,00 |
| 292022705 | 44 | 27 | 30 | 4,00 | 4 | 3,50 |
| 292023607 | 63 | 43 | 35 | 5 | 8 | 4,20 |
| 292023907 | 73 | 52 | 37 | 5 | 6 | 5,20 |


Kamščio palstikinė tarpinė.


| Užs.kodas | Spalva | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 292421907 | mėlyna | GL32 | 32,00 | 0,40 |
| 292441909 | raudona | GL32 | 10,00 | 0,85 |



KECK montavimo rinkinys filtravimo kolboms.


| Užs.kodas | Sujungimas D, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 292585407 | 9 | 5 | 4,00 |


Stiklinis diskas susieteliu – pagrindas filtrui.


| Užs.kodas | D, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 213403108 | 48 | 9 | 21,00 |


Laboratoriniai indai iš stiklo
Matavimo indai
Biuretė su plastikiniu buteliu (Šilingo titravimo aparatas).


| Užs.kodas | V, ml | Padalos vertė | Butelio tūris | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 3600161 | 10 | 0,05 | 500 ml | 3 | 51,00 |
| 3600172 | 25 | 0,1 | 1000 ml | 1 | 55,00 |
| 3600175 | 50 | 0,1 | 1000 ml | 1 | 56,50 |


Cilindras matavimo, su šlifų ir stikliniu kamščiu. A klasė, mėlyna gradacija.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 632432211238 | 250 | 40,7 | 320 | 29/32 | 16 | 7,50 |


Kolba matavimo šviesaus stiklo su šlifų ir stikliniu kamščiu. A klasė, mėlyna tūrio žymė. DIN ISO 1042.


| Užs.kodas | V, ml | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 2820252 | 5 | 7/16 | 1 | 12,00 |
| 2820271 | 25 | 12/21 | 1 | 12,20 |
| 2820285 | 200 | 14/23 | 1 | 15,00 |



**Kolba matavimo šviesaus stiklo su šlifų ir PE kamščiu.
A klasė, mėlyna tūrio žymė. DIN ISO 1042.**
HIRSCHMANN®

| Užs.kodas | V, ml | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 2820152 | 5 | 7/16 | 1 | 9,50 |


Kolba matavimo šviesaus stiklo su šlifų ir PP kamščiu. A klasė.
SIMAX®

| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 632431622038 | 250 | 80 | 220 | 14/23 | 20 | 8,70 |


**Kolba matavimo tamsaus stiklo su šlifų ir PP kamščiu.
A klasė, DIN ISO 1042.**
HIRSCHMANN®

| Užs.kodas | V, ml | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 2640166 | 20 | 12/21 | 2 | 14,50 |


Pipetė Moro, mėlyna tūrio žymė. AS klasė. DIN EN ISO 648.
HIRSCHMANN®

| Užs.kodas | V, ml | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1341133 | 1 | 3 | 3,50 |
| 1341140 | 2 | 2 | 3,80 |
| 1341155 | 5 | 2 | 5,70 |
| 1341160 | 10 | 4 | 5,90 |
| 1341165 | 20 | 4 | 6,15 |


Pipetė Moro, ruda tūrio žymė. AS klasė. DIN EN ISO 648.
HIRSCHMANN®

| Užs.kodas | V, ml | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1340145 | 2,5 | 12 | 5,30 |
| 1340148 | 3 | 2 | 5,50 |


Laboratoriniai indai
Mėgintuvėlis biologinis su užsukamu kamščiu. DURAN stiklas.

DURAN®

| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 261352357 | 30 | 18 | 180 | 18 | 28 | 3,40 |



Stikinė žema. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 211062402 | 100 | 50 | 70 | 5 | 3,95 |
| 211063604 | 250 | 70 | 95 | 60 | 4,40 |
| 211064103 | 400 | 80 | 110 | 8 | 5,00 |
| 211064806 | 600 | 90 | 125 | 9 | 5,50 |


Stikinė aukšta. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 211163602 | 250 | 60 | 120 | 57 | 4,65 |
| 211165303 | 800 | 90 | 175 | 5 | 7,60 |


Garinimo kolba su šlifų rotaciniam garintuvui, DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 3041413 | 10 | 33 | 14/23 | 5 | 11,00 |
| 3041422 | 25 | 40 | 14/23 | 5 | 11,50 |
| 3042937 | 100 | 60 | 14/23 | 5 | 12,50 |


Kolba apvaliadugnė siauru kaklu.


| Užs.kodas | V, ml | D1,mm | Kaklo D, mm | H, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 632411205100 | 100 | 64 | 22 | 115 | 193 | 3,00 |
| 632411205940 | 1000 | 131 | 42 | 210 | 10 | 4,80 |


Kolba apvaliadugnė su šlifų.


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 632426217940 | 1000 | 131 | 200 | 29/32 | 1 | 15,50 |
| 632426217950 | 2000 | 166 | 250 | 29/32 | 1 | 22,00 |
| 632426219954 | 4000 | 207 | 315 | 45/40 | 1 | 24,00 |



Kolba apvaliadugnė su šlifų. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 241705703 | 1000 | 131 | 200 | 45/40 | 4 | 23,80 |


Kolba Erlenmejerio su užsukamu PP kamščiu, DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 3025158 | 500 | 105 | 180 | GL32 | 7 | 20,00 |
| 3025170 | 1000 | 131 | 225 | GL32 | 9 | 24,10 |


Kolba Erlenmejerio su užsukamu PP kamščiu. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 218033653 | 250 | 85 | 149 | GL32 | 3 | 23,20 |
| 218034452 | 500 | 105 | 180 | GL32 | 5 | 24,40 |
| 218035457 | 1000 | 131 | 225 | GL32 | 5 | 32,70 |


Kolba Erlenmejero siauru kaklu.


| Užs.kodas | V, ml | D1, mm | Kaklo D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|--------|-------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 632417119050 | 50 | 51 | 22 | 90 | 8 | 1,90 |
| 632417119250 | 250 | 85 | 34 | 145 | 10 | 3,50 |


Kolba Erlenmejero plačiu kaklu.


| Užs.kodas | V, ml | D1, mm | Kaklo D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|--------|-------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 632417106250 | 250 | 85 | 50 | 140 | 25 | 2,50 |



Kolba Erlenmejerio su šlif. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 241934706 | 500 | 105 | 175 | 45/40 | 2 | 15,60 |


Kolba Erlenmejerio su šlif.


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 632426207251 | 250 | 85 | 140 | 45/40 | 10 | 9,50 |
| 632426207941 | 1000 | 131 | 215 | 45/50 | 2 | 11,50 |


Laboratorinis graduotas butelis su PP kamščiu.


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 632414321500 | 500 | 86 | 181 | GL45 | 56 | 4,20 |


Laboratorinis graduotas butelis su PP kamščiu. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 218012458 | 100 | 56 | 105 | GL45 | 48 | 5,25 |
| 218012955 | 150 | 62 | 115 | GL45 | 20 | 5,60 |
| 218014459 | 500 | 86 | 181 | GL45 | 5 | 6,90 |


Laboratorinis graduotas butelis su PP kamščiu, rudo stiklo.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Sriegis | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1160147 | 1000 | 101 | 222 | GL80 | 4 | 40,00 |



Butelis rūgštims laikyti. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 212754466 | 500 | 82 | 220 | 24/20 | 4 | 60,00 |
| 212755462 | 1000 | 109 | 260 | 29/32 | 4 | 79,00 |


Butelis (Woulff) su kraneliu apačioje. DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 247025401 | 1000 | 107 | 200 | 29/32 | 4 | 60,00 |


Lašintuvas su pipete, tamsaus stiklo.


| Užs.kodas | V, ml | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 232701765 | 50 | 14/15 | 10 | 7,60 |
| 232702461 | 100 | 14/15 | 10 | 8,80 |


Lašintuvas su pipete.


| Užs.kodas | V, ml | H, mm | Šlifas | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 232701708 | 50 | 79 | 14/15 | 1 | 6,30 |
| 232702404 | 100 | 105 | 14/15 | 2 | 7,40 |


Spiritinė lemputė.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 234002455 | 100 | 75 | 103 | 16 | 12,30 |



Aparatai iš stiklo
Thielepape ekstraktoriaus rinkinys, DURAN stiklas.


| Užs.kodas | V, ml | Rinkinį sudaro | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1. Ekstraktorius 150 ml | | |
| 5370043 | 150 | 2. Šaldytuvas 45/40 | 1 | 220,00 |
| | | 3. Kolba 250 ml | | |


Porcelianiniai indai
Dangtis tigiams.


| Užs.kodas | D1, mm | D2, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 641321000701 | 70 | 74 | 5 | 3,80 |


Tiglis vidutinio aukščio.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641321200701 | 120 | 70 | 7 | 5 | 4,20 |


Tiglis aukštas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641321300351 | 26 | 35 | 44 | 11 | 2,95 |
| 641321300501 | 72 | 50 | 62 | 14 | 3,70 |


Tiglis aukštas.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| RFZ/TA2 | 8 | 25±1 | 32±2 | 48 | 0,80 |
| RFZ/TA5 | 90 | 55±3 | 70±3 | 10 | 1,50 |



Garinimo lėkštelė su snapeliu.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641322274301 | 154 | 98 | 40 | 3 | 5,50 |


Garinimo lėkštelė stačiakampė.


| Užs.kodas | V, ml | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641322255201 | 13 | 12 | 2 | 3,50 |


Grūstuvė.


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641331211301 | 220 | 105 | 64 | 3 | 9,80 |


Grūstuvos.


| Užs.kodas | L, mm | D,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641331213201 | 135 | 30 | 4 | 4,00 |


Ašotis (vidinė gradacija).


| Užs.kodas | V, ml | D,mm | H,mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|------|------|-----------------------|-----------------------|
| 641332241201 | 250 | 82 | 96 | 1 | 12,95 |
| 641332241401 | 1000 | 127 | 160 | 2 | 26,080 |


Ašotis porcelianinis.


| Užs.kodas | V, ml | Dugno diametras D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| RFZ/A2 | 500 | 85±3 | 135±7 | 1 | 6,50 |
| RFZ/A4 | 1500 | 120±5 | 195±10 | 50 | 7,00 |



Stiklinė porcelianinė.


| Užs.kodas | V, ml | D, mm | H,mm | Kiekis sandėlyje, vnt | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|
| RFZ/S1 | 25 | 35±1 | 40±2 | 65 | 0,70 |
| RFZ/S2 | 50 | 35±1 | 70±3 | 63 | 0,80 |
| RFZ/S3 | 150 | 50±2 | 90±5 | 8 | 1,00 |
| RFZ/S4 | 250 | 60±2 | 110±5 | 4 | 2,00 |
| RFZ/S5 | 400 | 75±3 | 120±6 | 41 | 2,20 |
| RFZ/S6 | 600 | 85±3 | 135±6 | 7 | 3,30 |
| RFZ/S7 | 1000 | 100±5 | 170±10 | 6 | 3,70 |


Mentelė porcelianinė dvipusė.


| Užs.kodas | L, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 641334217201 | 186 | 5 | 6,00 |


Mentelė porcelianinė su šaukšteliu.


| Užs.kodas | L, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 641334218131 | 164 | 13 | 4,00 |


Piltuvai Biuchnerio.


| Užs.kodas | D, mm | Skylės diametras d,mm | H, mm | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| RFZ/BP1 | 65±3 | 74 | 100±5 | 135 | 5,00 |


Eksikatoriaus plokštelė porcelianinė.


| Užs.kodas | D,mm | DN | Kiekis sandėlyje vnt. | Kaina EUR/vnt. be PVM |
|-----------|------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 297256609 | 235 | 250 | 1 | 48,00 |










Laboratorinės kėdės

| Nr. | Paveikslėlis 1 | Paveikslėlis 2 | Pavadinimas | Vnt kaina Eur, Be PVM | Kaina, perkant daugiau nei 4 vnt. |
|-----|---|---|--|-----------------------------|--|
| 1 |  |  | Kėdė POLO Special BL sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona | 91,00 | 75,00 |
| 2 |  |  | Kėdė POLO Special CH sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona | 99,00 | 85,00 |
| 3 |  |  | Kėdė POLO Standard BL sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona | 88,00 | 72,00 |
| 4 | |  | Kėdė LABO 4 Special CH Pilka sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto vinilo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo | 95,00 | 79,00 |
| 5 | |  | Kėdė LABO 4 Standard BL Pilka sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto vinilo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo | 85,00 | 73,00 |

| Nr. | Paveikslėlis 1 | Paveikslėlis 2 | Pavadinimas | Vnt kaina Eur, Be PVM | Kaina, perkant daugiau nei 4 vnt. |
|-----|---|---|---|-----------------------------|--|
| 6 | |  | <p>Kėdė LK Special BL Juoda</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 104,00 | 88,00 |
| 7 | |  | <p>Kėdė LK Special CH Juoda</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 106,00 | 90,00 |
| 8 |  |  | <p>Kėdė ULAN NEW</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto vinilo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> <p>Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona</p> | 108,00 | 91,00 |
| 9 |  |  | <p>Kėdė LKS Juoda</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 89,00 | 71,00 |
| 10 |  |  | <p>Kėdė LKS Pilka</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 92,00 | 74,00 |

| Nr. | Paveikslėlis 1 | Paveikslėlis 2 | Pavadinimas | Vnt kaina Eur, Be PVM | Kaina, perkant daugiau nei 4 vnt. |
|-----|---|---|--|-----------------------------|--|
| 11 | |  | <p>Kėdė VARIANT Special BL Juoda</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 96,00 | 78,00 |
| 12 | |  | <p>Kėdė VARIANT Special CH Juoda</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> | 98,00 | 79,00 |
| 13 |  |  | <p>Kėdė PRO Special BLCPT</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> <p>Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona</p> | 115,00 | 97,00 |
| 14 |  |  | <p>Kėdė PRO Special ChL</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> <p>Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona</p> | 130,00 | 115,00 |
| 15 |  |  | <p>Kėdė PRO Standard BCPT</p> <p>sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo</p> <p>Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona</p> | 110,00 | 92,00 |

| Nr. | Paveikslėlis 1 | Paveikslėlis 2 | Pavadinimas | Vnt kaina Eur, Be PVM | Kaina, perkant daugiau nei 4 vnt. |
|-----|--|---|--|-----------------------------|--|
| 16 |  |  | Kėdė GEMINI Special CHL Juoda sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo | 148,00 | 127,00 |
| 17 |  |  | Kėdė GEMINI Standard CHL Juoda sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo | 129,00 | 112,00 |
| 18 |  |  | Kėdė PRO Standard BLL sėdimoji dalis pagaminta iš minkšto poliuretano, atsparaus įvairioms cheminėms medžiagoms ir trinčiai, lengvai valomo ir dezinfekuojamo Spalvos: juoda, mėlyna, žalia, pilka, raudona | 103,00 | 88,00 |
| 19 | |  | Kėdė Polo Mini Patogus, mobilus ir ilgaamžis išmatos su patogiu dėklu, skirtu visiems reikalingiems įrankiams Sėdynės skersmuo 330 mm. Sėdynės aukščio reguliavimo diapazonas 370-550 mm. | 75,00 | 67,50 |

Darbo priedai

| | | | | | |
|---|---|---|---|-------|-------|
| 1 |  |  | Ergonomiškas pramoninis kilimėlis - Juodas Matmenys: 60 x 90 x 1,5 cm | 85,00 | 67,00 |
| 2 |  |  | Ergonomiškas pramoninis kilimėlis - Pilkas Matmenys: 60 x 90 x 1,5 cm | 87,00 | 69,00 |
| 3 |  |  | ESD versijos darbo platforma Matmenys: 625 x 380 x 20 mm | 75,00 | 57,00 |