

Eil.Nr.	Aprašymas	Kaina be PVM	Kaina su PVM
MP/F/001	REZISTORIUS SU STOVELIU Anglies plėvelinis rezistorius 0,5W 5%. Nominalai: 6Ω arba 12Ω. Dydis: 20 x 25 x 60 mm Svoris: 30 g	8,00	9,68
MP/F/002	VIELINIS REZISTORIUS SU STOVELIU Vielinis rezistorius 5W 5%. Nominalai: 1Ω - 100kΩ Dydis: 20 x 30 x 60 mm Svoris: 40 g	12,00	14,52
MP/F/003	VIELINIS REZISTORIUS Vielinis rezistorius. Nominalai: 6Ω ir 12Ω Dydis: 60 x 60 mm Svoris: 50 g	16,00	19,36
MP/F/004	JUNGIKLIS SU STOVELIU Dydis: 20 x 30 x 60 mm Svoris: 50 g	12,00	14,52
MP/F/005	SVIRTINIS JUNGIKLIS Dydis: 20 x 30 x 60 mm Svoris: 50 g	14,00	16,94
MP/F/006	LEMPUTĖ SU STOVELIU Lemputė 3,5V, 0,25A Dydis: 20 x 30 x 60 mm Svoris: 40 g	11,00	13,31
MP/F/007	LEMPUTĖ SU STOVELIU Lemputė 3,5V, 0,25A Dydis: 50 x 40 x 105 mm Svoris: 60 g	15,00	18,15
MP/F/008	LEMPUTĖ SU STOVELIU Lemputė 3,5V, 0,25A Dydis: 30 x 35 mm Svoris: 20 g	12,00	14,52
MP/F/009	DC VARIKLIS SU STOVELIU Pastovios srovės variklis 1,5 - 3V Dydis: 20 x 45 x 60 mm Svoris: 90 g	12,00	14,52
MP/F/010	LAIŲ RINKINYS Rinkini sudaro 6 laidai su bananiniais kištukais, dviejų spalvų. 2 vnt - 20 cm, 2 vnt - 30 cm, 2 vnt - 50 cm	8,80	10,65
	LIDAS SU BANANINIAIS KIŠTUKAIS		
MP/F/011	20 cm	1,40	1,69
MP/F/012	30 cm	1,60	1,94
MP/F/013	50 cm	1,80	2,18
	LIDAS SU GNYBTAIS		
MP/F/014	20 cm	1,30	1,57
MP/F/015	30 cm	1,50	1,82
MP/F/016	50 cm	1,70	2,06
	LIDAS SU GNYBTAIS "Krokodilas"		
MP/F/017	20 cm	1,40	1,69
MP/F/018	30 cm	1,60	1,94
MP/F/019	50 cm	1,80	2,18



	LIDAS SU KIŠTUKAIS 4 MM		
MP/F/020	Raudonas PVC laidas 200 mm	2,00	2,42
MP/F/021	Raudonas PVC laidas 250 mm	2,20	2,66
MP/F/022	Raudonas PVC laidas 450 mm	2,70	3,27
MP/F/023	Juodas PVC laidas 200 mm	2,00	2,42
MP/F/024	Juodas PVC laidas 250 mm	2,20	2,66
MP/F/025	Juodas PVC laidas 450 mm	2,70	3,27
	BANANINIS LIZDAS		
MP/F/026	Raudonas	0,90	1,09
MP/F/027	Juodas	0,90	1,09
	BANANINIS KIŠTUKAS		
MP/F/028	Juodas	0,80	0,97
MP/F/029	Raudonas	0,80	0,97
MP/F/030	LIZDAS LEMPUTEI Lizdas lemputei E-10 lituojamas su sriegiu.	1,50	1,82
MP/F/031	LIZDAS LEMPUTEI Lizdas lemputei E-10 lituojamas plastmasiniame korpuse.	1,30	1,57
MP/F/032	LEMPUTĖ E-10 Lemputė 3.5V 200mA E10	0,90	1,09
MP/F/033	DC VARIKLIS Pastovios srovės variklis 350mA, 13800rpm, 1,5 - 3V	5,00	6,05
MP/F/034	INDUKCINĖS RITĖS Rinkinys padeda pademonstruoti elektromagnetinės indukcijos atsiradimo principus.	62,00	75,02
MP/F/035	DEMONSTRACINIS PRIETAISAS INDUKCIJAI Dvi indukcinės ritės ir metalinė šerdis pritvirtintos ant patvaraus medinio stovo. Prietaisas padeda pademonstruoti elektromagnetinės indukcijos atsiradimo principus.	116,00	140,36
MP/F/036	REOSTATAS Nepakeičiamas, atliekant kai kuriuos fizinius ir cheminius eksperimentus, kurie susiję su elektros reiškiniais. Tai yra nesudėtingas prietaisas, skirtas jėgos ir įtampos reguliavimui elektrinėse ir elektroninėse grandinėse. Varža: 10 Ω; srovė: 4 A	56,00	67,76
MP/F/037	REOSTATAS Nepakeičiamas, atliekant kai kuriuos fizinius ir cheminius eksperimentus, kurie susiję su elektros reiškiniais. Tai yra nesudėtingas prietaisas, skirtas jėgos ir įtampos reguliavimui elektrinėse ir elektroninėse grandinėse. Varža: 10 Ω; srovė: 1,6 A	90,00	108,90
	AMPERMETRAS		
MP/F/038	AC/DC ampermetras 0-2A	24,00	29,04
MP/F/039	AC/DC ampermetras 0-3A	32,00	38,72
	VOLTMETRAS		
MP/F/040	AC/DC voltmetro 0-5V	32,00	38,72
MP/F/041	AC/DC voltmetro 0-6V	24,00	29,04



MP/F/042	KOMPASAS 20mm	4,00	4,84
MP/F/043	ELEKTROLIZĖS RINKINYS Komplektą sudaro: plastmasinis indas, dangtelis su 3 elektrodo laikikliais, 3 elektrodai (du variniai, vienas cinko). Gali tarnaut kaip Volto elementas.	29,00	35,09
MP/F/044	DEMONSTRACINIS ELEKTROLIZĖS RINKINYS Komplektą sudaro: organinio stiklo talpa ant stovo su elektrodo laikikliais, du variniai elektrodai, du cinko elektrodai, du grafito elektrodai ir du laidai su gnybtais ir bananiniais kištukais.	78,00	94,38
MP/F/045	ELEKTROFORINĖ MAŠINA Pritaikyta generuoti aukštą įtampą ir nepakeičiama mokant elektrostatiką mokyklose. Su jos pagalba galima parodyti šiuos reiškinius: 1) kibirkštis ir jų savybes; 2) kibirkšties fiziologinis poveikis; 3) kibirkšties šiluminis poveikis; 4) kibirkšties jonizuojantis poveikis; 5) krūvio pasiskirstymas laidininko paviršiuje; 6) smailumos efektai; 7) elektros lauko jėgų linijos; 8) švytėjimo efektai tamsoje; 9) bandymai su vakuuminiais vamzdžiais.	300,00	363,00
MP/F/046	RINKINYS "OPTIKA" SU OPTINIU DISKU Komplektą sudaro: šviesos šaltinis (12V, 24W, be maitinomo šaltinio), horizontalus pagrindas su optiniu disku ir 6 stiklinių lęšių komplektas.	138,00	166,98
MP/F/047	RINKINYS "OPTIKA" SU OPTINIU DISKU IR LAZERIU Komplektą sudaro: vertikalus optinis diskas su šviesos šaltiniu (2 lazeriai), maitinimo šaltinis (12V) ir 7 akrilinių lęšių, prizmių ir blokelių su magnetais komplektas.	250,00	302,50

MECHANIKA

MP/F/048	SUSISIEKIANTEJI INDAI Dydis: 90 x 230 x 210 mm Svoris: 0,2 kg	69,00	83,49
MP/F/049	SVARELIŲ RINKINYS SU STOVU Rinkinį sudaro 12 svarelių po 50 g su kabliukais Dydis 200 x 70 x 35 mm Svoris: 0,77 kg	206,00	249,26
MP/F/050	SVARELIS 100 G Žalvarinis svarelis su kabliu, skirtas mechanikos bandymams Dydis Ø19 x 55 mm Svoris: 0,1 kg	11,00	13,31
MP/F/051	SVARELIS 100 G Žalvarinis svarelis su kabliu, skirtas mechanikos bandymams Dydis Ø25 x 35 mm Svoris: 0,1 kg	17,00	20,57
MP/F/052	SVARELIŲ RINKINYS Komplektą sudaro 4 svareliai po 100 g su kabliukais.	32,00	38,72
MP/F/053	SKRIDINYS SU KABLIU Reikalingas mechanikos bandymams Dydis: Ø40-50 mm Svoris: 0,03 kg	10,00	12,10



MP/F/054	NUOŽULNIOJI PLOKŠTUMA (TRIBOMETRAS) Pagaminta iš kieto medžio su aliumininu skridiniu (Ø28mm), 600 x 75 x 15mm dydžio. Komplekte yra medinis blokelis su kabliuku, lėkštelė (Ø75mm) su virvele ir metalinis cilindras su kabliuku.	84,00	101,64
MP/F/055	PLIENINIS RUTULYS Rutulys (Ø 17 mm) skirtas mechanikos bandymams	2,80	3,39
MP/F/056	PRIETAISAS HUKO DĒSNIUI Susideda iš 12 cm skalės, stovo, spyruoklės su rodykle ir svarelių komplekto su kabliu (100 g). Variantas be svarelių.	42,00 33,00	50,82 39,93
MP/F/057	DINAMOMETRAS 5 N	14,00	16,94
MP/F/058	DINAMOMETRAS 5 N	11,00	13,31
MP/F/059	SVERTAS-LINIUOTĒ Vieno metro liniuotė komplekte su stovu ir su dvejais komplektuojamais svareliais (po 100 g) su kabliais.	53,00	64,13
MP/F/060	PRIETAISAS ARCHIMEDO DĒSNIUI Prietaisas skirtas pedemonstruoti Archimedo dėsnį. Prietaisą sudaro: laboratorinis stovas, dinamometras 5N, plastmasinė stiklinė ir svarelis.	140,00	169,40
MP/F/061	Elektroninis sekundmatis 1/100 sek	16,50	19,97
MP/F/062	ELEKTRONINĖS SVARSTYKLĖS KERN EMB 220-1 220 Mokyklinės laboratorinės svarstyklės iki 220 g. Du mygtukai: on/tara, off. Automatinis išjungimas (po 3 min). Tikslumas: 0,1g. Maitinimas: 2 x 1,5V bat. (komplekte).	250,00	302,50
MP/CH/00	MOLEKULIŲ MODELIŲ KONSTRUKTORIUS Rinkinį sudaro 360 atomai ir 150 jungčių. Galima sukonstruoti įvairiausių organinių, bei neorganinių molekulių.	250,00	302,50



Perkant prekių daugiau nei 850 lt pristatymas po visą Lietuvą yra nemokamas. Apmokėjus išankstinę sąskaitą 100% bus taikoma 2-3% nuolaida priklausomai nuo užsakymo sumos.

Norėdami užsisakyti arba gauti papildomos informacijos prašome kreiptis į mūsų filialo pardavimo vadybininkus:

VILNIUJE: Tatjana Akimceva
Tel.: (8-5) 2737300, faks: (5) 2032824.
El. paštas: ofisas@avsista.lt
Lakūnų g. 6, Vilnius

VISAGINE: Jadvyga Šukštul
Tel.: (8-386) 31157, faks.: (8-386) 34010
El. paštas: avsista@tts.lt
Karlų k., Visagino savivaldybė