



Gerbiami ponai ir ponios,  
Norime Jums pristatyti nauja gaminį.

Data: 2011-02-25

## SCHUETT-BIOTEC gaubteliai

### Gaubteliai sterilizavimui

Paskirtis – įvairių mėgintuvėlių ir kolbų uždarymas prieš sterilizavimą.

Siūlome platų gaubtelių asortimentą.

### Gaubtelių privalumai

- ✚ Atsparūs korozijai
- ✚ Plaunami (daugkartinio naudojimo)
- ✚ Atsparūs kaitinimui
- ✚ Sterilizuojami
- ✚ Skirtingų spalvų

### Valymo rekomendacijos

Gaubteliai neatsparūs šarminiams plovikliams, todėl mes rekomenduojame naudoti neutralias plovimo priemones.

Maksimali temperatūra – 140 °C.

### LABOCAP gaubteliai su fiksatoriumi



Diametras	Pakuotė	Sidabriniai	Mėlyni	Raudoni	Geltoni	Žali	Juodi
09/10 mm	100	3.624 113	-	-	-	-	-
12/13 mm	100	3.624 213	3.624 223	3.624 233	3.624 243	3.624 253	-
14/15 mm	100	3.624 313	3.624 323	3.624 333	-	-	-
15/16 mm	100	3.624 413	3.624 423	3.624 433	3.624 443	3.624 453	3.624 473
17/18 mm	100	3.624 513	3.624 523	3.624 533	3.624 543	3.624 553	-
19/20 mm	100	3.624 613	3.624 623	3.624 633	-	-	-
21/23 mm	100	3.624 713	-	-	-	-	-
24/26 mm	100	3.624 813	-	-	-	-	-
28/30 mm	100	3.624 913	-	-	-	-	-

### LABOCAP gaubteliai su fiksatoriumi ir rankenėle



Diametras	Pakuotė	Sidabriniai	Mėlyni	Raudoni
12/13 mm	100	3.623 113	3.623 123	3.623 133



14/15 mm	100	3.623 213	-	-
15/16 mm	100	3.623 313	3.623 323	3.623 333
17/18 mm	100	3.623 413	3.623 423	3.623 433
19/20 mm	100	3.623 513	3.623 523	3.623 533

#### ERLENMEYER – CAP gaubteliai su fiksatoriumi

Šie gaubteliai yra naudojami įvairioms kolboms arba buteliams su tiesiu kaklu. Kaklo diametras ~38 mm.



Diametras	Pakuotė	Sidabriniai	Mėlyni	Raudoni
37/39 mm	10	3.627 113	3.627 123	3.627 133

#### ALU – STECK gaubteliai be fiksatorių

Šiais kamšteliais galite uždengti indus su mėginiais arba naudoti jus kaip indelius įvairiems testams atlikti.



Diametras	Aukštis	Pakuotė	Sidabriniai	Diametras	Aukštis	Pakuotė	Sidabriniai
11 mm	25 mm	100	3.620 113	22 mm	30 mm	100	3.621 113
12 mm	25 mm	100	3.620 213	28 mm	30 mm	100	3.621 213
13 mm	25 mm	100	3.620 313	32 mm	30 mm	100	3.621 313
14 mm	25 mm	100	3.620 413	39 mm	30 mm	10	3.621 413
15 mm	25 mm	100	3.620 513	44 mm	40 mm	10	3.621 513
16 mm	30 mm	100	3.620 613	48 mm	40 mm	10	3.621 613
17 mm	30 mm	100	3.622 713	55 mm	40 mm	10	3.621 713
18 mm	30 mm	100	3.620 813	58 mm	40 mm	10	3.621 813
20 mm	30 mm	100	3.620 913				

Norėdami užsakyti ar gauti papildomos informacijos, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

**Visaginas:** telefonas (8-386) 31 157, faksas (8-386) 34 010, el. paštas [avsista@fts.lt](mailto:avsista@fts.lt)

**Vilnius:** telefonas (8-5) 273 73 00, faksas (8-5) 203 28 24, el. paštas [info@avsista.lt](mailto:info@avsista.lt)